MANUTENZIONE

DEI CONTRANGOLI





Riferirsi alle istruzioni per l'uso per le procedure complete di manutenzione, pulizia e sterilizzazione. Questo dispositivo medico è fornito «non sterile». Prima di utilizzarlo attenersi alla presente procedura.

Manipoli per implantologia e chirurgia: riferirsi alle relative istruzioni per l'uso

AVVERTENZA GENERALE

Non immergere lo strumento in un bagno di NaCl o in un bagno a ultrasuoni.

PREPARAZIONE



A. ESTRAZIONE DELLA FRESA

• Rimuovere la fresa dal sistema di bloccaggio.

PULIZIA PRELIMINARE



A. LAVAGGIO DEL DISPOSITIVO

 Pulire la parte interna ed esterna del dispositivo con acqua corrente.



B. RIMOZIONE DI SPORCIZIA/DEPOSITI

• Asciugare gli ugelli e il resto della fresa con una garza sterile in tessuto non-tessuto (tessuti con scarsa formazione di pelucchi).

DISINFEZIONE







A. PULIZIA E DISINFEZIONE

- Immergere il dispositivo in un bagno contenente un detergente/disinfettante.
- Spazzolare il dispositivo con una spazzola morbida flessibile. NON USARE una spazzola metallica.
- Sciacquare il dispositivo due volte con acqua corrente.



B. OPZIONALE: DISINFEZIONE AUTOMATICA

- Eseguire un lavaggio o una pulizia/disinfezione automatici.**
- Dopo la pulizia/disinfezione verificare l'assenza di residui di detergente e, se necessario, effettuare un ulteriore risciacquo.
- Dopo la pulizia/disinfezione verificare che il dispositivo sia asciutto. Se necessario, asciugare manualmente il dispositivo (vedere 4).

^{**}Per maggiori informazioni riferirsi alle istruzioni per l'uso del produttore

MANUTENZIONE

DEI CONTRANGOLI



4

PULIZIA E ASCIUGATURA MANUALI



C. PULIZIA E ASCIUGATURA INTERNE ED ESTERNE CON SPRAYNET

- Agitare il flacone **Spraynet** prima dell'uso.
- Scegliere l'ugello **Spraynet** adeguato 1 *
- Tenere la testa dello strumento rivolta verso il basso e proteggerla con un panno sterile in tessuto non-tessuto.
- Azionare Spraynet.





• Asciugare l'esterno del contrangolo con un panno imbibito di **Spraynet**.

 \triangle Asciugare sempre il dispositivo.

5

LUBRIFICAZIONE



A. LUBRIFICAZIONE CON LUBRIFLUID

- Agitare il flacone Lubrifluid prima dell'uso.
- Scegliere l'ugello Lubrifluid 1 *
- Tenere la testa dello strumento rivolta verso il basso e proteggerla con un panno assorbente.
- Azionare Lubrifluid.

6

STERILIZZAZIONE





- B. PORRE IL CONTRANGOLO
 IN UN SACCHETTO DI STERILIZZAZIONE
- C. STERILIZZARE SEGUENDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE
- Solo gli strumenti contrassegnati con il simbolo sono sterilizzabili in autoclave.

△ Sterilizzare esclusivamente strumenti puliti, asciugati e lubrificati.

^{*}Tutti gli ugelli sono riportati sull'ultima pagina del presente documento.

MANUTENZIONE



ACCESSORI











LUBRICARE 2 Sistema per la manutenzione ART. 1601156-001