

# 维护

## — MC2 和 MC3 碳刷微型电动马达



关于完整的清洁和灭菌维护程序, 请参见产品用户手册。本医疗设备交货时未消毒。使用设备前, 请确保根据此程序进行操作。

### 1 准备



A. 将马达与管线断开



B. 拆下套筒

### 2 清洁



A. 外部清洁

- 使用清洁喷雾剂 (Spraynet) 进行外部清洁



### 3 消毒



A. 使用表面消毒剂进行消毒 (按照制造商使用说明进行操作)

- ⊘ 请勿将仪器浸入消毒剂清洗器中




### 4 灭菌



A. 将马达套筒置于灭菌袋中



B. 根据制造商说明进行灭菌

- 带有  符号的仪器可在高压灭菌器中灭菌



# 维护 附件



清洁喷雾剂 (SPRAYNET)  
500 ml  
每箱 6 瓶  
产品编号 1600036-006



润滑喷雾剂 (LUBRIFLUID)  
500 ml  
每箱 6 瓶  
产品编号 1600064-006



防锈喷雾剂 (AQUACARE)  
500 ml  
每箱 6 瓶  
产品编号 1600617-006



LUBRICARE 2  
清洗注油机  
产品编号 1601156-001



润滑脂 (LUBRIMED)  
一包 6 支  
产品编号 1600037-006



清洁探针  
一包 10 个  
产品编号 1000001-010