

MICROMOTOR MX2



ENG NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS.

Kitomis kalbomis galima naudotis svetainėje
<https://dental.bienair.com/IFU>

CE Rx Only
0123 REF 2100199-0009/2024.02

Pakuotes turinys (REF)



MC MX2
REF 1600677-001



10X

O-RING 8.1x0.73
REF 1300967-003

Papildomi priedai



ŽARNA MX2 400 PILKA
REF 1600700-001



ŽARNA MX2 400 GREY 20.2x40
NR. 1600809-001



ŽARNA B-MX2 PILKA
REF 1600762-001



10X

O-RING 8.1x0.73
REF 1300967-010



SRAUTO MATUOKLIS
REF 1600307-001



6X















MAINT SPRAYNET* (DEŽUTE SU 6 SKARDINEMIS)
REF 1600036-006

Turinys

1	Simboliai	4	5.4 Sterilizacija.....	14	
1.1	Naudojamų simbolių aprašymas	4	5.4.1 Procedūra	15	
2	Identifikavimas ir numatomas naudojimas	5	5.5 Tepimas	15	
2.1	Identifikavimas	5	5.6 Pakavimas ir saugojimas ____	16	
2.2	Numatomas naudojimas	5	5.7 Aptarnavimas	16	
2.3	Numatoma pacientų populiacija	5	6	Transportavimas ir šalinimas	17
2.4	Numatomas naudotojas	5	6.1	Transportas	17
2.5	Naudojimasis aplinka	5	6.2	Šalinimas	17
2.6	Numatomos medicininės sąlygos	5	7	Bendra informacija	18
2.7	Pacientų kontraindikacijos ir šalutinis poveikis	5	7.1	Garantijos sąlygos.....	18
2.8	Nelaimingo atsitikimo atveju ..	5	7.2	Nuorodos	18
	Vartotojų ir pacientų sauga: War-				
3	nings and Precautions for naudoti	6			
3.1	Irengimas	7			
4	Aprašymas	8			
4.1	Apžvalga.....	8			
4.2	Surinkimas ir paruošimas .	9			
4.3	Techniniai duomenys	10			
4.4	Klasifikacija	10			
4.5	Spektakliai	10			
4.6	Darbo sąlygos	10			
5	Techninė priežiūra ir aptarnavimas	11			
5.1	Techninė priežiūra - Bendroji priežiūra	11			
5.1.1	Tinkami priežiūros produktai ,	11			
5.1.2	Priežiūros atsargumo priemonės	12			
5.2	Valymas	13			
5.3	Dezinfekcija	14			

1 Simboliai

1.1 Naudojamų simbolių aprašymas

Simbolis	Aprašymas	Simbolis	Aprašymas
	Gamintojas.		Katalogo numeris.
	CE ženklas su notifikuotosios įstaigos numeriu.		Serijos
	ĮSPĖJIMAS: pavojus, galintis sukelti rimtą sužeisti arba sugadinti prietaisą, jei netinkamai laikomasi saugos nurodymų.		Medicinos
	ĮSPĖJIMAS: pavojus, kuris gali sukelti sviesos arba vidutinio sunkumo sužalojimą arba prietaiso sugadinimą, jei netinkamai laikomasi saugos instrukcijų.		Įgaliotasis EB atstovas Europos bendrijoje.
	Dėvėkite apsaugines		Lempa; apšvietimas,
	Elektros saugumas. Taikoma B tipo		Sterilizuojama garų sterilizatoriuje (autoklave) nurodytoje temperatūroje.
Rx Only	Įspėjimas: pagal federalines įstatymas (JAV), šis prietaisas parduodamas tik pagal akredituoto gydytojo rekomendaciją.		Žiūrėkite naudojimo instrukcijas arba kreipkitės į elektronikos specialistus naudojimo instrukcijos.
	Duomenų matricos kodas, skirtas informacijai apie gaminį, įskaitant UDI		Temperatūros riba.
	Drėgmės ribojimas.		Atmosferos slėgio apribojimas.
	Saugokite nuo lietaus.		Bendras panaudojimo ir (arba) perdirbimo
	Perdirbti tinkamos elektros ir elektroninės medžiagos.		

2 Identifikavimas ir Numatytas naudojimas

2.1 Identifikavimas

"Bien- Air Dental SA" gaminami medicinos prietaisai.

Tipas:

Bešepetelinis, sterilizuojamas, elektrinis mikromotorius su vidiniu purkštuvu ir LED apšvietimu.

Aprašymas:

"Bien-Air Dental" mikromotoriai skirti elektros energijai paversti mechaniniu sukimu, kad būtų galima valdyti odontologinius tiesius antgalius ir kontrakampius.

2.2 Numatomas naudojimas

Produktas skirtas naudoti:

- Bendroji odontologija, apimanti restauracinę odontologiją, dantų profilaktiką ir ortodontinį gydymą.
- Endodontija

2.3 Numatoma pacientų populiacija

Prietaiso numatomų pacientų populiacija apima bet kurį asmenį, apsilankiusį odontologo kabinete, kad gautų gydymą pagal numatytą medicininę būklę. Nėra jokių apribojimų, susijusių su tiriamojo amžiumi, rase ar kultūra. Numatytas naudotojas yra atsakingas už tinkamo prietaiso parinkimą pacientui pagal konkrečią klinikinę paskirtį.

2.4 Numatomas naudotojas

Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui. Naudoja odontologai ir odontologijos specialistai.

2.5 Naudojimasis aplinka

Profesionalios sveikatos priežiūros įstaigos aplinka.

2.6 Numatytos medicininės sąlygos

Bendroji odontologija, apimanti dantų protezavimą, dantų profilaktiką, ortodontiją ir

skirta dantų sveikatos palaikymui ar atkūrimui.

Endodontijos procedūra susijusi su šaknų kanalų gydymu.

2.7 Pacientų kontraindikacijos ir šalutinis poveikis

Kai prietaisas naudojamas pagal paskirtį, nėra jokių konkrečių kontraindikacijų, šalutinio poveikio ar įspėjimų.

2.8 Nelaimingo atsitikimo atveju

Jvykus nelaimingam atsitikimui, prietaiso negalima naudoti tol, kol remonto darbus atliks kvalifikuotas, įgaliotas ir apmokytas remonto centro specialistas.

Jeigu įvyko koks nors rimtas incidentas, susijęs su de- viza, praneškite apie tai savo šalies kompetentingai institucijai ir gamintojui per savo regioninį platintoją. Laikykitės atitinkamų nacionalinių taisyklių, kuriose nurodytos išsamios procedūros.

ĮSPĖJIMAS

Bet koks kitoks šio prietaiso naudojimas, išskyrus tą, kuriam jis skirtas, yra draudžiamas ir gali būti pavojingas.



3 Vartotojų ir pacientų sauga: Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Šį medicinos prietaisą turi naudoti specialistai, laikydamiesi galiojančių teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių darbo saugos, sveikatos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos priemones, ir šios naudojimo instrukcijos.

Vadovaudamasis šiomis nuostatomis, naudotojas atsako už tai, kad naudotųsi tik techniškai tvarkingais prietaisais.

Elektros sauga:

ĮSPĖJIMAS

Elektrinis saugumas užtikrinamas tik tada, kai deviceris naudojamas su "Bien-Air Dental" suderinamais pavaros varikliais ir žarnomis.

- Visada kreipkitės į odontologinio įrenginio arba konsolės ins- naudoti, kad įsitikintumėte, jog jis suderinamas su prietaisu ir atitinka elektros saugos reikalavimus.
- Naudojant su "Bien-Air" dantų medicinos de- prietaisais atitinka IEC 60601- 1 standartą, kuriam taikomi šie reikalavimai:
 - Apsauga nuo elektros smūgio
 - Skysčių patekimas į vidų
 - Apsauga nuo per aukštos temperatūros ir kitų saugos pavojų.

Elektromagnetinis suderinamumas:

ĮSPĖJIMAS

- Elektromagnetinio suderinamumo galima reikalauti tik tada, kai prietaisais naudojamas su "Bien- Air Dental" suderinamais pavaros varikliais ir žarnomis.
- Visada kreipkitės į odontologinio įrenginio arba konsolės ins- naudoti, kad būtų patvirtintas suderinamumas su prietaisu ir elektromagnetinė atitiktis.
- Kadangi tarptautinių standartų laikymasis

IEC 60601- 1- 2 standartas negarantuoja atsparumo 5G visame pasaulyje (dėl skirtingų vietoje naudojamų dažnių juostų), neužtikrina, kad klinikinėje aplinkoje nebūtų prietaisų su 5G plačiajuosčio korinio ryšio tinklais, arba kad šių prietaisų tinklo funkcijos būtų išjungtos.

klinikinė procedūra.

- Magnetiniai trikdžiai gali atsirasti dėl kitų elektromedicininių prietaisų, EMC specifikacijos žr. odontologinio įrenginio arba pulto naudojimo instrukcijoje.

Kad būtų išvengta sprogo pavojaus, būtina laikytis toliau pateiktų įspėjimų:

ĮSPĖJIMAS

Pagal IEC 60601-1:2005 +A1 2012 / G priedą elektrifikuotus prietaisus (variklius, valdymo blokus, jungtis ir priedus) galima saugiai naudoti medicinos aplinkoje, kurioje pacientui tiekiami potencialiai sproguos arba degūs anestezijos medžiagų mišiniai, tik jei:

- Atstumas tarp variklio ir anestezijos kvėpavimo grandinė viršija 25 cm.
- Variklis nenaudojamas tuo pačiu metu, kai pacientui skiriamos anesteziko medžiagos.

Kad būtų išvengta infekcijos pavojaus, būtina laikytis toliau nurodytų taisyklių:

ĮSPĖJIMAS

- Prietaisai tiekiamas nesterilus. Kad išvengtumėte bet kokios infekcijos, laikykitės valymo, sterilizacijos ir priežiūros tvarkos, aprašytos 5 skyriuje.
- Medicinos personalas, naudojantis arba atliekantis pagrindines dirbant su užterštais arba galimai užterštais medicinos prietaisais, būtina laikytis universalių atsargumo priemonių, visų pirma dėvėti asmenines apsaugos priemones (pirštines, akinius ir kt.). Su smailiais ir aštriais instrumentais reikia elgtis labai atsargiai.
- Padėkite prietaisą ant valomo pagrindo.

Kad būtų išvengta variklio perkaitimo pavojaus, būtina laikytis

toliau pateiktų įspėjimų:

DĖMESIO

- Variklis turi būti prijungtas prie den- talinio įrenginio oro aušinimo sistemos, kad būtų išvengta perkaitimo ir (arba) automatinio greičio apribojimo per elektroninės plokštės saugos valdymą.
- Visada įsitikinkite, kad mikromotoriaus žarna yra nėra sulenkta, o žarna ir motorius yra geros būklės.

Kad išvengtumėte sužeidimų ir (arba) materialinės žalos pavojaus, būtina laikytis toliau pateiktų įspėjimų

DĖMESIO

- ei pastebima pernelyg didelė vibracija, neįprastas įkaitimas, neįprastas triukšmas ar kiti požymiai, rodantys, kad prietaisas veikia netinkamai, darbą reikia nedelsiant nutraukti. Tokiu atveju kreipkitės į "Bien-Air Dental SA" patvirtintą remonto centrą.
- Niekada neprijunkite prietaiso prie veikiančio mi-
cromotorius.
- Nepurškite į variklį jokių tepalų ar valymo priemonių.
- Niekada neplaukite prietaiso, kad juos atvesintumėte.
- Norint užtikrinti ilgą prietaiso veikimo laiką, odontologiniame aparate būtina naudoti sausą, išgrynintą suslėgtą orą. Reguliariai atlikdami kompresoriaus ir filtravimo sistemų techninę priežiūrą, palaikykite oro ir vandens kokybę. Naudojant nefiltruotą kietą vandenį, anksti užsikemša vamzdeliai ir jungtys

3.1 Įrengimas

ĮSPĖJIMAS

Mikromotoriuką galima naudoti tik su "Bien-Air Den- tal" arba suderinamais elektroniniais prietaisais. Kad atitiktų IEC 60601-1 saugos reikalavimą, reikia naudoti tik medicinos prietaisų maitinimo šaltinį su dviem MOPP.



1 PAV.

4 Aprašymas

4.1 Apžvalga


1 PAV.

- (1) Variklio nosis
- (2) Variklio korpusas
- (3) Žarnos ir variklio jungtis


Pastaba : Šiose instrukcijose pateiktos techninės specifikacijos, iliustracijos ir matmenys yra orientaciniai. Dėl jų negalima reikšti jokių pretenzijų.

Originali šių naudojimo instrukcijų kalba yra anglų.


Dėl papildomos informacijos kreipkitės į "Bien-Air Dental SA" ant galinio viršelio nurodytu adresu.




2 PAV.



3 PAV.



4 PAV.



5 PAV.

4.2 Surinkimas ir paruošimas

1. Patikrinkite, ar variklio galinė dalis ir žarnos jungtis yra švarios ir sausos.
2. Prijunkite variklį prie firminės žarnos (su MX2 tipo jungtimi), kaip parodyta [2 pav.](#)
3. Pasukite jį, kad rastumėte tikslią padėtį, ir įstumkite į variklį.
4. Laikydami variklį iki galo prisukite žarnos įvorę prie galinės variklio jungties [3 pav.](#)
5. Uždėkite srauto matuoklį ant nosies tvirtinimo įtaiso, tada įjunkite aušinimo orą ir išmatuokite oro srautą. Srautas matuojamas srauto matuoklio rutulio viduryje pagal JIS B7551 standartą. [5 PAV.](#)
6. Jei aušinimo oro srautas neatitinka 10 normlitrų/min (+/-10 %), sureguliuokite oro slėgį, kad jis atitiktų šį reikalavimą.

Sandariklių keitimas rankiniu būdu (įrankių nereikia) [4 pav.](#)

- Nesutepkite O-žiedo.
- Naudokite tik firminį sandarinimo žiedą.
- Patikrinkite, ar sumontavus O-žiedus jie nėra pažeisti ar subraižyti.



4.3 Techniniai duomenys

Techniniai duomenys	
Rekomenduojamas oro srautas (matuojamas ties variklio priekiu)	10 NI/min (+/-10%)
Oro slėgio diapazonas	2,5 -5 barų
Jungtis	Nosis pagal ISO 3964*
Darbo laikas	Naudotojui netaikomi jokie apribojimai. Veikimo laiką nustato "Bien-Air" valdymo plokštės, priklausomai nuo veikiančio sukimo momento.
Sukimosi greičio diapazonas	100 - 40'000 apskų per minutę
Sukimosi kryptis	Pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę
Šviesos intensyvumas	LED, kintamas nuo 20 klux iki 24 klux**

*Suderinamas su trumpų, vidutinių ir ilgų antgalių matmenimis.

**Matuojama kartu su REF1601138-001 CA 1:5L NOVA MS




4.4 Klasifikacija

Ila klasė pagal Europos medicinos reglamentą (ES) 2017/745. II klasės B tipo prietaisas pagal IEC 60601-1 standartą.

4.5 Spektakliai

Spektakliai	
Nustatykite iš anksto nustatytą greitį ir sukimo momentą	Elektroniniu būdu valdomas
Greičio vertės tikslumas	+ 5%

4.6 Darbo sąlygos

Darbo sąlygos	
	Temperatūros diapazonas: +10°C - +35°C (+50°F - +95°F)
	Santykinės drėgmės diapazonas: 30% - 80%
	Oro slėgio diapazonas: 700 hPa - 1060 hPa



6 PAV.

5 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

5.1 Techninė priežiūra - Bendroji informacija

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, jį išvalykite ir sterilizuokite.

Ne vėliau kaip per 30 minučių po kiekvieno apdoravimo išvalykite variklį. Laikydami šios procedūros pašalinkite bet kokius kraujo ar seilių likučius.

ĮSPĖJIMAS

Laikykites nacionalinių direktyvų, standartų ir gairių dėl valymo ir sterilizacijos rekomendacijų.

DĖMESIO

Nepurškite į variklį jokių tepalų ar valymo tirpalų. 6 PAV.

5.1.1 Tinkami priežiūros produktai

Naudokite tik originalias "Bien-Air Dental SA" techninės priežiūros priemones ir dalis arba tas, kurias rekomenduoja "Bien-Air Dental SA". Naudojant kitus gaminius ar dalis, eksploatacijos metu gali atsirasti gedimų ir (arba) nustoti galioti garantija.

- Spraynet®
- Šarminis ploviklis arba dezinfekavimo priemonė (pH 8-11), rekomenduojama dantų ar chirurginių instrumentų valymui ir dezinfekavimui. Dezinfekavimo produktai, sudaryti iš didecildimetilamonio chlorido, ketvirtinio amonio karbonato arba neutralaus fermentinio produkto. (pvz., neodisher® Mediclean), taip pat yra leistini.


5.1.2 Priežiūros atsargumo priemonės

- Ne vėliau kaip per 30 minučių po kiekvienos procedūros išvalykite ir dezinfekuokite variklį. Laikydami šios procedūros pašalinkite bet kokius kraujo ar seilių likučius.
- Naudokite tik originalias "Bien-Air Dental SA" techninės priežiūros priemones ir dalis arba tas, kurias rekomenduoja "Bien-Air Dental SA". Naudojant kitus gaminius ar dalis gali atsirasti gedimų eksploatacijos metu ir (arba) gali būti panaikintas garantijos galiojimas.



DĖMESIO

- Naudokite ploviklius, kurių pH yra 8-11, kurie nėra esdinantys ir kurių sudėtyje nėra chloro, acetono ir (arba) aldehidų.
- Nemerkite prietaiso į fiziologinį skystį (NaCl) ir nenaudokite fiziologinio tirpalo, kad prietaisas būtų drėgnas, kol jį bus galima išvalyti.
- Nemerkite į valymo vonią.
- Valykite rankiniu būdu (nenaudokite ultragarsinio valytuvo arba plovimo-dezinfekavimo įrenginio).
- Jei sterilizacijos reikalaujama pagal nacionalines direktyvas, naudokite tik dinامينius sterilizatorius: nenaudokite garų sterilizatoriaus su gravitacine išstūmimo sistema. Kaip ir visus instrumentus, po kiekvieno sterilizacijos ciklo, įskaitant džiovinimą, išimkite prietaisą, kad išvengtumėte per didelio karščio poveikio, kuris gali sukelti koroziją.



7 PAV.

5.2 Valymas

⚠ DĖMESIO

- Nemerkite į fiziologinį skystį (NaCl) ir nenaudokite fiziologinio tirpalo, kad išlaikytumėte drėgmę, kol bus galima išvalyti.
- Nemerkite į valymo vonią.
- Nenaudokite plovimo-dezinfekavimo įrenginyje ir ultragarsiniame valytuve.
- Nepurškite jokio valymo tirpalo į variklis.
- Visada pasirūpinkite, kad variklio kontaktai būtų švarūs.

Išorinį variklio paviršių reikia nuvalyti nuo nešvarumų, kaip parodyta 7 pav:

- Laikykite variklį už nosies po 15-38 °C temperatūros vandentiekio vandeniu, jei vietinio vandentiekio vandens pH yra 6,5-8,5, o chloridų kiekis neviršija 100 mg/l. Jei vietinis vandentiekio vanduo neatitinka šių reikalavimų, vietoj jo naudokite demineralizuotą (dejonizuotą) vandenį.
- Lygiu lanksčiu šepetiu išvalykite variklio išorinį paviršių naudodami rekomenduojamus valymo produktus.
- Neleiskite vandeniui prasiskverbti į variklio ether už nosies arba už žarnos jungties.
- Išorinį variklio paviršių nusauskite mažu plauko tekstilės medžiaga, sudrėkinta "Spraynet®".

5.3 Dezinfekcija

Maždaug vieną minutę atsargiai trinkite variklio išorinius paviršius lygiu lanksčiu šepetėiu, impregnuotu ploviklio arba dezinfekavimo priemonės tirpalu FIG. 7.

Variklis turi būti praplaunamas taip, kaip parodyta 6 pav.

- Laikykite variklį už nosies po 15-38 °C temperatūros vandeniu iš žiaupo, kaip parodyta schemoje, jei vietinio vandentiekio vandens pH yra 6,5-8,5, o chloridų kiekis neviršija 100 mg/l. Jei vietinis vandentiekio vanduo neatitinka šių reikalavimų, naudokite demineralizuotą (dejonizuotą) vandenį.
- Venkite, kad vanduo patektų į variklį per nosį arba žarnos jungtį.
- Išdžiovinkite variklį neustintiniu kompresu.

5.4 Sterilizacija

DĖMESIO

- Sterilizacijos kokybė labai priklauso nuo prietaiso švarumo. Sterilizuoti galima tik visiškai švartus prietaisus.
- Siekiant pagerinti sterilizaciją, įsitinkite, kad variklis yra visiškai sausas.
- Nenaudokite kitų sterilizacijos procedūrų nei toliau aprašytas.
- Naudokite tik dinaminis oro šalinimo ciklus: priešgaisrinius arba garų plovimo slėgio impulso (SFPP) ciklus.
- Jei sterilizacijos reikalaujama pagal nacionalines din a u d o k i t e tik dinaminis sterilizatorius: nenaudokite garų sterilizatoriaus su gravitacine išleidimo sistema. Kaip ir visus instrumentus, po kiekvieno sterilizacijos ciklo, įskaitant džiovinimą, išimkite prietaisą, kad išvengtumėte pernelyg didelio karščio poveikio, kuris gali sukelti koroziją.

5.4.1 Procedūra

1. Supakuokite prietaisą į pakuotę, patvirtintą sterilizuoti garais.
2. Sterilizuokite naudodami garus, vadovaudamiesi dinaminio oro šalinimo ciklu (ANSI/AAMI ST79, 2.19 skirsnis), t. y. oro šalinimu priverstinai išsiurbdami orą (ISO 17665-1, ISO/TS 17665-2) 135 °C temperatūroje 3 minutes arba 132 °C temperatūroje 4 minutes. Jurisdikcijose, kuriose reikalaujama sterilizacijos dėl prionų, sterilizuokite 135 °C (275 °F) temperatūroje 18 min.

Prietaisas atlieka daugiau kaip 1000 sterilizacijų.

Rekomenduojami šie sterilizacijos ciklo parametrai:

- Didžiausia temperatūra autoklavo kameroje neviršija 137 °C (278,6 °F), t. y., atsizvelgiant į sterilizatoriaus temperatūros neapibrėžtumą, nustatoma 134 °C (273,2 °F), 135 °C (275 °F) arba 135,5 °C (275 °F) vardinė autoklavo temperatūra.
- Didžiausia intervalo trukmė, esant maksimaliai 137 °C (278,6 °F) temperatūrai, yra ak-
tatitinka nacionalinius drėgnosios karščio sterilizacijos reikalavimus ir neviršija 30 minučių.
- Absolutinis slėgis sterilizatoriaus kameroje yra nuo 0,07 bar iki 3,17 bar (nuo 1 psia iki 46 psia).
- Temperatūros kitimo greitis neviršija 15 °C/min (59 °F/min) didėjant temperatūrai
ir -35 °C/min (-31 °F/min) mažėjant temperatūrai.
- Slėgio kitimo greitis neviršija 0,45 bar/min (6,6 psia/min), kai slėgis didėja, ir -1,7 bar/min (-25
psia/min), kai slėgis mažėja.
- Į vandens garus nededama jokių cheminių ar fizikinių reagentų.

5.5 Tepimas



DĖMESIO

Nepurškite į variklį jokio tepalo ar valymo ir tepimo tirpalo [8 pav.](#)



5.6 Pakavimas ir saugojimas

Laikymo sąlygos



Temperatūros diapazonas:

0°C - +40°C (+32°F - +104°F)



Santykinės drėgmės diapazonas:

10% - 80%



Oro slėgio diapazonas:

650 hPa - 1060 hPa



Saugokite nuo lietaus

Prietaisai turi būti laikomas sterilizavimo maišelyje, sausoje ir nedulketoje aplinkoje. Temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 55 °C (131 °F). Jei po sterilizacijos prietaisai nebus naudojami 7 ar daugiau dienų, ištraukite prietaisą iš sterilizacijos maišelio ir laikykite jį originalioje pakuotėje. Jei prietaisai nelaikomi sterilizavimo maišelyje arba jei maišelis nebėra sterilus, prieš naudodami prietaisą jį išvalykite, išdžiovinkite ir sterilizuokite.

DĖMESIO

Jei medicinos prietaisai buvo laikomas šaldytuve, prieš naudodami leiskite jam sušilti iki kambario temperatūros.

DĖMESIO

Laikykitės sterilizacijos maišelio galiojimo laiko, kuris priklauso nuo laikymo sąlygų ir pakuotės tipo.

5.7 Aptarnavimas

"Bien-Air Dental SA" rekomenduoja, kad naudotojas savo dinaminius prietaisus patikrintų arba atliktų jų techninę priežiūrą po 5000 apdorojimo ciklų arba 5 metų.

DĖMESIO

Niekada neišardykite prietaiso. Dėl visų modifikacijų ir remonto kreipkitės į nuolatinį tiekėją arba "Bien-Air Dental" techninės priežiūros centrą.

6 Transportavimas ir šalinimas

6.1 Transportas

Transportavimo sąlygos



Temperatūros diapazonas: -20°C - +50°C (-4°F - +122°F)



Santykinės drėgmės diapazonas: 5% - 80%



Oro slėgio diapazonas: 650 hPa - 1060 hPa



Saugokite nuo lietaus

6.2 Šalinimas



Medžiagos turi būti šalinamos ir (arba) perdirbamos laikantis galiojančių teisės aktų.



Šis prietaisas turi būti perdirbtas. Elektros ir elektroninėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, keliančių pavojų sveikatai ir aplinkai. Naudotojas turi grąžinti prietaisą pardavėjui arba užmegzti tiesioginį ryšį su patvirtinta tokio tipo įrangos apdorojimo ir utilizavimo įstaiga (Europos direktyva 2012/19/ES).

7 Bendra informacija

7.1 Garantijos sąlygos

"Bien-Air Dental SA" suteikia operatoriui garantiją, apimančią visus funkcinius defektus, medžiagų ar gamybos defektus.

Garantinis laikotarpis yra:

- 36 mėnesius nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

Pagrįstos pretenzijos atveju "Bien-Air Dental" arba jos įgaliotasis atstovas įvykdys bendrovės įsipareigojimus pagal šią garantiją ir nemokamai suremontuos arba pakeis gaminį.

Bet kokie kiti bet kokio pobūdžio reikalavimai, ypač reikalavimai dėl žalos ar sužalojimo ir dėl to kylančių pasekmių:

- Pernelyg didelis nusidėvėjimas
- Retas arba netinkamas naudojimas
- Techninės priežiūros, surinkimo ar techninės priežiūros instrukcijų nesilaikymas
- pažeidimai, atsiradę dėl neįprasto cheminio, elektrinio ar elektrolitinio poveikio
- Neveikiančios oro, vandens ar elektros jungtys

DĖMESIO

Garantija netenka galios, jei žala ir jos pasekmės atsiranda dėl neteisingo aptarnavimo ar modifikavimo, kurį atlieka trečiosios šalys, neįgalotos "Bien-Air Dental SA". Į prašymus suteikti garantiją bus atsakyta tik tuo atveju, jei kartu su gaminiu bus pateikta sąskaitos faktūros arba važtaraščių kopija. Turi būti aiškiai nurodyta ši informacija: pirkimo data, gaminio nuoroda ir serijos numeris.

7.2 Nuorodos

REF	Legenda
1600677-001	MX2 mikromotorius
1600700-001	MX2 žarna
1600809-001	MX2 žarna, 20,2 x 40
1600762-001	MX2 žarna. Bajonetinė jungtis su įrenginiu
1600036-006	"Spraynet", valymo purškiklis, 500 ml, 6 skardinių dėžutė
1300967-010	O-RING 8.1x0.73
1600307-001	Srauto matuoklis, skirtas mikromotoriams



"Bien-Air Dental SA

Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland

Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91

dental@bienair.com

Kitus adresus galima rasti adresu

www.bienair.com

EC REP Bien-Air Europe Sàrl

19-21 rue du 8 mai 1945

94110 Arcueil

France