

MICROMOTOR MX2



PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

Outros idiomas disponíveis em
<https://dental.bienair.com/IFU>

Conteúdo da embalagem (REF)



MC MX2
REF 1600677-001



10X

O-RING 8.1x0.73
REF 1300967-003

Acessórios opcionais



HOSE MX2 400 GREY
REF 1600700-001



HOSE MX2 400 GREY 20.2x40
REF 1600809-001



HOSE B-MX2 GREY
REF 1600762-001



10X

O-RING 8.1x0.73
REF 1300967-010



FLOWMETER
REF 1600307-001



6X

MAINT SPRAYNET®(CAIXA DE 6 LATAS)
REF 1600036-006

Índice

1	Símbolos	4
1.1	Descrição dos símbolos utilizados	4
2	Identificação e Utilização pretendida	5
2.1	Identificação	5
2.2	Utilização pretendida	5
2.3	População-alvo de pacientes	5
2.4	Utilizador pretendido	5
2.5	Ambiente de utilização	5
2.6	Condições médicas pretendidas	5
2.7	Contraindicações para o paciente e efeitos secundários	5
2.8	Em caso de acidente	5
	Segurança do utilizador e do paciente: Advertências e precauções de utilização	6
3.1	Instalação	7
4	Descrição	8
4.1	Visão global	8
4.2	Montagem e preparação	9
4.3	Dados técnicos	10
4.4	Classificação	10
4.5	Desempenhos	10
4.6	Condições de funcionamento	10
5	Manutenção e reparação	11
5.1	Manutenção - Informações gerais	11
5.1.1	Produtos de manutenção adequados	11
5.1.2	Precauções de manutenção	11
5.2	Limpeza	13
5.3	Desinfecção	15
5.4	Esterilização	15
5.4.1	Procedimento	16
5.5	Lubrificação	16
5.6	Embalagem e armazenamento	17
5.7	Reparação	17
6	Transporte e descarte	18
6.1	Transporte	18
6.2	Descarte	18
7	Informações gerais	19
7.1	Termos de garantia	19
7.2	Referências	19

1 Símbolos

1.1 Descrição dos símbolos utilizados

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
	Fabricante.		Número do catálogo.
	Marcação CE com o número da entidade notificada.		Número de série.
	ADVERTÊNCIA: perigo que pode resultar em ferimentos graves ou danos no dispositivo se as instruções de segurança não forem devidamente seguidas.		Dispositivo médico.
	ATENÇÃO: perigo que pode resultar em ferimentos leves ou moderados ou danos no dispositivo se as instruções de segurança não forem devidamente seguidas.		Representante CE autorizado na Comunidade Europeia.
	Usar luvas de proteção.		Lâmpada; luz, iluminação.
	Segurança elétrica. Parte aplicada tipo B.		Esterilizável num esterilizador a vapor (autoclave) à temperatura especificada.
	Advertência: em conformidade com as leis federais (EUA), este dispositivo apenas está disponível para venda mediante recomendação de um profissional de saúde acreditado.		Consulte as instruções de utilização ou consulte as instruções de utilização eletrônica.
	Código de matriz de dados para informações do produto incluindo UDI (identificação única do dispositivo).		Limite de temperatura.
	Limitação de humidade.		Limitação de pressão atmosférica.
	Manter afastado da chuva.		Símbolo geral para recuperação/reciclável.
	Materiais elétricos e eletrónicos recicláveis.		

2 Identificação e Utilização pretendida

2.1 Identificação

Dispositivo médico fabricado por Bien-Air Dental SA.

Tipo:

Micromotor elétrico esterilizável, sem escovas, com spray interno e luz LED.

Descrição:

Bien-Air Dental os micromotores foram concebidos para transformar a eletricidade em rotação mecânica para acionar peças manuais retas e contra-ângulos dentários.

2.2 Utilização pretendida

Produto destinado a ser utilizado em:

- Medicina dentária geral, incluindo tratamentos de restaurações dentárias, profilaxia dentária e ortodontia.
- Endodontia

2.3 População-alvo de pacientes

A população de pacientes a que se destina o dispositivo inclui qualquer pessoa que visite um consultório dentário para receber tratamento, de acordo com a condição médica pretendida. Não existem quaisquer restrições relativas à idade, raça ou cultura da pessoa em questão. O utilizador pretendido é responsável por selecionar o dispositivo adequado para o paciente de acordo com a aplicação clínica específica.

2.4 Utilizador pretendido

Este produto destina-se a uma utilização exclusivamente profissional. Utilizado por dentistas e profissionais da medicina dentária.

2.5 Ambiente de utilização

Ambiente de um estabelecimento de saúde profissional.

2.6 Condições médicas pretendidas

Medicina dentária geral que inclui medicina dentária reconstrutora, profilaxia dentária, ortodontia e abor-

da a manutenção ou restabelecimento da saúde dentária.

O procedimento de endodontia diz respeito ao tratamento do canal radicular.

2.7 Contraindicações para o paciente e efeitos secundários

Não existem contraindicações, efeitos secundários ou advertências específicas para o dispositivo quando este é utilizado como previsto.

2.8 Em caso de acidente

Em caso de acidente, o dispositivo não pode ser utilizado até à conclusão das reparações por um técnico qualificado e com formação adequada num centro autorizado pelo fabricante.

Em caso de acidentes graves relacionados com o dispositivo, informe uma autoridade competente no seu país, bem como o fabricante através do seu distribuidor regional. Respeite os regulamentos nacionais relevantes para procedimentos detalhados.

ADVERTÊNCIA

É interdita qualquer utilização deste dispositivo para fins diferentes dos previstos, para além de poder revelar-se perigosa.

3 Segurança do utilizador e do paciente: Advertências e precauções de utilização

Este dispositivo médico deve ser utilizado por profissionais em conformidade com as disposições legais em vigor relativas à segurança ocupacional, saúde e medidas de prevenção de acidentes, e estas instruções de uso.

De acordo com estas disposições, o usuário é responsável por garantir que apenas utilize dispositivos que estejam em perfeito estado de funcionamento.

Segurança elétrica:

ADVERTÊNCIA

A segurança elétrica só pode ser reivindicada quando o dispositivo é usado com motores de acionamento e mangueras compatíveis com a Bien-Air Dental.

- Consulte sempre as instruções de uso da unidade dentária ou console para confirmar a compatibilidade com o dispositivo e a conformidade com a segurança elétrica.
- Quando usado com dispositivos médicos dentários da Bien-Air, o dispositivo está em conformidade com a norma IEC 60601-1 para a qual se aplicam os seguintes requisitos:
 - Proteção contra choque elétrico e ingresso de líquidos.
 - Proteção contra temperaturas excessivas e outros perigos de segurança.

Segurança elétrica:

ADVERTÊNCIA

A segurança elétrica apenas pode ser garantida quando o dispositivo for utilizado com motores de acionamento e tubos compatíveis com a Bien-Air Dental.

- Consulte sempre as instruções de utilização da unidade dentária ou da consola para confirmar a compatibilidade com o dispositivo e a conformidade com a segurança elétrica.

- Quando utilizado com dispositivos médicos dentários Bien-Air, o dispositivo está em conformidade com a norma IEC 60601-1, ao qual se aplicam os seguintes requisitos:
 - Proteção contra choques elétricos
 - Entrada de líquidos
 - Proteção contra temperaturas excessivas e outros riscos para a segurança

Compatibilidade eletromagnética:

ADVERTÊNCIA

- A compatibilidade eletromagnética apenas pode ser garantida quando o dispositivo for utilizado com motores de acionamento e tubos compatíveis com a Bien-Air Dental.
- Consulte sempre as instruções de utilização da unidade dentária ou da consola para confirmar a compatibilidade com o dispositivo e a conformidade eletromagnética.
- Dado que a conformidade com a norma internacional IEC 60601-1-2 não garante imunidade contra 5G a nível mundial (devido às diferentes faixas de frequência utilizadas localmente), evite a presença de dispositivos equipados com redes celulares de banda larga 5G no ambiente clínico ou assegure-se de que a funcionalidade de rede destes dispositivos é desativada durante o procedimento clínico.
- Podem ocorrer interferências magnéticas provenientes de outros dispositivos eletromédicos; consulte as instruções de utilização da unidade dentária ou da consola para obter informações sobre as especificações de CEM.

Para prevenir qualquer risco de explosão, atente às advertências abaixo:

ADVERTÊNCIA

De acordo com o Anexo G da IEC 60601-1:2005 + A1 2012, os dispositivos eletrificados (motores, unidades de controlo, acopladores e acessórios) só podem ser utilizados com segurança num ambiente médico em que sejam administradas ao doente misturas de substâncias anestésicas potencialmente explosivas ou inflamáveis se:

- A distância entre o motor e o circuito respiratório anestésico for superior a 25 cm.

- O motor não for utilizado em simultâneo com a administração de substâncias anestésicas ao doente.

Para prevenir qualquer risco de infeção, atente às advertências abaixo:

ADVERTÊNCIA

- O dispositivo é fornecido num estado não esterilizado. Para evitar infeções, respeite o procedimento de limpeza, desinfeção, esterilização e manutenção descrito nas secções 5.
- O pessoal médico que utiliza ou efetua a manutenção de dispositivos médicos contaminados ou potencialmente contaminados tem de cumprir as precauções universais, em particular a utilização de equipamento de proteção individual (luvas, óculos, etc.). Os instrumentos pontiagudos ou cortantes devem ser manipulados com prudência acrescida.
- Coloque o dispositivo num apoio higienizável.

Para prevenir qualquer risco de sobreaquecimento do motor, atente às precauções abaixo:

ATENÇÃO

- O motor tem de ser ligado ao sistema de arrefecimento de ar da unidade dentária para evitar o sobreaquecimento e/ou a autolimitação da velocidade através do controlo de segurança da placa eletrónica.
- Certifique-se sempre de que o tubo do micromotor não está dobrado e que tanto o tubo como o motor estão em boas condições.

Para prevenir qualquer risco de lesão e/ou danos materiais, atente às precauções abaixo:

ATENÇÃO

- Em caso de vibrações excessivas, aquecimento anormal, ruídos estranhos ou outros indícios que levem a supor um funcionamento incorreto do dispositivo, o trabalho deve ser imediatamente interrompido. Neste caso, contacte um centro de reparação autorizado pela Bien-Air Dental SA.

- Nunca ligue um instrumento a um micromotor em funcionamento.
- Não pulverize qualquer lubrificante ou solução de limpeza no motor.
- Nunca enxague o dispositivo para arrefecê-lo.
- É essencial utilizar ar comprimido seco e purificado na unidade dentária para garantir a longa vida útil do dispositivo. Mantenha a qualidade do ar e da água através da manutenção regular do compressor e dos sistemas de filtragem. A utilização de água dura não filtrada irá provocar o entupimento precoce dos tubos e conectores.

3.1 Instalação

ADVERTÊNCIA

O micromotor apenas pode ser utilizado com dispositivos eletrónicos Bien-Air Dental ou compatíveis. Para cumprir os requisitos de segurança da norma IEC 60601-1, apenas deve ser utilizada uma fonte de alimentação para dispositivos médicos com dois MOPP.



FIG. 1

4 Descrição

4.1 Visão global

FIG. 1

- (1) Nariz do motor
- (2) Corpo do motor
- (3) Ligação tubo/motor

Nota : As especificações técnicas, ilustrações e dimensões constantes das presentes instruções são fornecidas a título meramente indicativo. Estas não podem servir de fundamento para qualquer reclamação.

O idioma original das presentes instruções de utilização é o inglês.

Para qualquer informação adicional, contacte a Bien-Air Dental SA através do endereço indicado na contracapa.




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5

4.2 Montagem e preparação

1. Verifique se a parte traseira do motor e o conector do tubo estão limpos e secos.
2. Ligue o motor ao tubo próprio (com o conector tipo MX2) como indicado na FIG. 2.
3. Rode-o até encontrar a posição exata e empurre-o para dentro do motor.
4. Segurando o motor, aparafuse por completo a manga do tubo flexível à ligação traseira do motor FIG. 3.
5. Coloque o medidor de fluxo no acessório da extremidade e, em seguida, ative o ar de arrefecimento e meir o fluxo de ar. O valor é medido no meio da esfera do medidor de fluxo, de acordo com a norma JIS B7551. FIG. 5.
6. Se o fluxo de ar de arrefecimento não estiver no intervalo de 10 normlitos/min (+/-10%), ajuste a pressão do ar para atingir este nível.

Substituição manual dos vedantes (não requer ferramentas) FIG. 4

- Não lubrifique o O-ring.
- Utilize apenas O-rings próprios.
- Verifique que os O-rings não estão partidos nem riscados depois de os montar.

4.3 Dados técnicos

Dados técnicos	
Fluxo de ar recomendado (medido na extremidade do motor)	10 NL/min (+/-10%)
Intervalo de pressão de ar	2,5 - 5 bar
Acoplamento	Nariz em conformidade com a norma ISO 3964*
Tempos de funcionamento	Sem limitações para o utilizador. Os tempos de funcionamento são impostos eletronicamente pelas placas de controlo Bien-Air, como uma função do binário aplicado.
Intervalo de velocidade de rotação	100 — 40 000 rpm
Direção de rotação	Sentido dos ponteiros do relógio e sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
Intensidade luminosa	LED, variável de 20 klux a 24 klux**

*Compatível as dimensões das peças manuais "curta", "média" e "longa".

**Medido em combinação com REF1601138-001 CA 1:5L NOVA MS

4.4 Classificação

Classe IIa, em conformidade com o Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745.
Dispositivo de classe II tipo B em conformidade com a norma IEC 60601-1.

4.5 Desempenhos

Desempenhos	
Dar velocidade e binário de acordo com a predefinição	Controlado eletronicamente
Precisão do valor da velocidade	+/- 5%

4.6 Condições de funcionamento

Condições de funcionamento		
	Intervalo de temperaturas:	+10 °C - +35 °C (+50 °F - +95 °F)
	Intervalo de humidade relativa:	30% - 80%
	Intervalo de pressão de ar:	700 hPa - 1060 hPa



FIG. 6

5 Manutenção e reparação

5.1 Manutenção - Informações gerais

Limpe e esterilize o dispositivo antes da primeira utilização.

Num prazo máximo de 30 minutos após cada tratamento, limpe o motor. Este procedimento elimina quaisquer resíduos de sangue ou saliva.

⚠ ADVERTÊNCIA

Siga as diretivas, normas e diretrizes para recomendações de limpeza e esterilização em vigor no seu país.

⚠ ATENÇÃO

Não pulverize qualquer lubrificante ou solução de limpeza no motor. [FIG. 6.](#)

5.1.1 Produtos de manutenção adequados

Utilize exclusivamente produtos de manutenção e peças de origem da Bien-Air Dental SA ou recomendados pela Bien-Air Dental SA. A utilização de outros produtos ou peças pode provocar anomalias de funcionamento e/ou a anulação da garantia.

- Spraynet®
- Detergente alcalino ou detergente desinfetante (pH 8-11) recomendado para a limpeza/desinfecção de instrumentos dentários ou cirúrgicos. Também são permitidos produtos desinfetantes compostos por cloro de didicildimetilamônio, carbonato de amônio quaternário ou produto enzimático neutro. (p. ex., neodisher® MediClean) também são permitidos.

5.1.2 Precauções de manutenção

- Num prazo máximo de 30 minutos após cada tratamento, limpe e desinfete o motor. Este procedimento elimina quaisquer resíduos de sangue ou saliva.
- Utilize apenas produtos de manutenção e peças originais da Bien-Air Dental SA ou recomendados pela Bien-Air Dental SA. A utilização de outros produtos ou peças pode provocar anomalias de funcionamento e/ou a anulação da garantia.

⚠ ATENÇÃO

- Utilize detergentes com um pH entre 8 e 11, que não sejam corrosivos e que não contenham cloro ou acetona e/ou aldeídos.
- Não mergulhe em líquido fisiológico (NaCl) nem utilize soluções salinas para manter o dispositivo húmido até ser limpo.
- Durante a limpeza, não submergir.
- Limpe manualmente (**não utilize dispositivos de limpeza por ultrassons ou máquinas de lavar-de-sinfetar**).
- Se as diretivas nacionais exigirem a esterilização do dispositivo, utilize apenas esterilizadores dinâmicos: não utilize um esterilizador a vapor com um sistema de deslocamento por gravidade. Tal como acontece com todos os instrumentos, após cada ciclo de esterilização, incluindo secagem, remova o dispositivo para evitar uma exposição excessiva ao calor, pois tal pode provocar corrosão.




FIG. 7

5.2 Limpeza

⚠ ATENÇÃO

- Não mergulhe em líquido fisiológico (NaCl) nem utilize soluções salinas para manter o dispositivo húmido até ser limpo.
- Durante a limpeza, não submergir.
- Não utilize numa máquina de lavar-desinfetar nem num dispositivo de limpeza por ultrassons.
- Não pulverize nenhuma solução de limpeza no interior do motor.
- Os contactos do motor devem estar sempre limpos.

É necessário limpar a superfície exterior do motor para remover as impurezas, tal como se segue

FIG. 7:

- Segure no motor pela peça de engate (nariz) e coloque-o sob água da rede local a 15 °C-38 °C (59 °F-100 °F), desde que a mesma tenha um pH entre 6,5 e 8,5 e um teor de cloro inferior a 100 mg/l. Se a água da rede local não cumprir estes requisitos, utilize água desmineralizada (desionizada).
- Com o auxílio de uma escova flexível e macia, limpe a superfície exterior do motor com os produtos de limpeza recomendados.
- Evite a entrada de água no motor, quer através do nariz, quer através do conector do tubo flexível.
- Seque as superfícies externas do motor com um tecido de baixo pelo humedecido com Spraynet®.




FIG. 8

5.3 Desinfecção

Esfregue com cuidado as superfícies exteriores do motor, durante cerca de um minuto, com uma escova flexível e macia impregnada com um detergente ou solução desinfetante **FIG. 7**.

É necessário enxaguar o motor conforme se segue **FIG. 6**

- Segure no motor pela peça de engate (nariz) e coloque-o sob água da rede local a uma temperatura entre 15 °C e 38 °C (59 °F e 100 °F), tal como indicado no diagrama, desde que a água da rede local tenha um pH entre 6,5 e 8,5 e um teor de cloro inferior a 100 mg/l. Se a água da rede local não cumprir estes requisitos, utilize água desmineralizada (desionizada).
- Evite a entrada de água no motor, quer através do nariz, quer através do conector do tubo flexível.
- Seque o motor com uma compressa não tecida.

5.4 Esterilização

ATENÇÃO

- A qualidade da esterilização depende muito do estado de limpeza do dispositivo. Esterilizar apenas dispositivos perfeitamente limpos.
- Para melhorar a eficácia da esterilização, certifique-se de que o motor está totalmente seco.
- Não utilize outro procedimento de esterilização que não o abaixo indicado.
- Utilize apenas ciclos de remoção de ar dinâmicos: ciclos de pré-vácuo ou esterilização através de vapor sob pressão (SFPP).
- Se as diretivas nacionais exigirem a esterilização do dispositivo, utilize apenas esterilizadores dinâmicos: não utilize um esterilizador a vapor com um sistema de deslocamento por gravidade. Tal como acontece com todos os instrumentos, após cada ciclo de esterilização, incluindo secagem, remova o dispositivo para evitar uma exposição excessiva ao calor, pois tal pode provocar corrossão.

5.4.1 Procedimento

1. Coloque o dispositivo numa embalagem homologada para a esterilização por vapor.
2. Esterilize utilizando vapor, seguindo o ciclo de remoção de ar dinâmico (ANSI/AAMI ST79, Secção 2.19), ou seja, remoção de ar através de evacuação forçada (ISO 17665-1, ISO/TS 17665-2) a 135 °C (275 °F), durante 3 minutos ou a 132 °C (269,6 °F) durante 4 minutos. Em jurisdições onde a esterilização por prões seja obrigatória, esterilize a 135 °C (275 °F) durante 18 minutos.

O instrumento suporta mais de 1000 esterilizações.

Os parâmetros recomendados para o ciclo de esterilização são:

- A temperatura máxima na câmara da autoclave não excede os 137 °C (278,6 °F), ou seja, a temperatura nominal da autoclave está definida para 134 °C, (273,2 °F), 135 °C (275 °F) ou 135,5 °C (275 °F), tendo em conta a incerteza do esterilizador no que diz respeito à temperatura.
- A duração máxima do intervalo à temperatura máxima de 137 °C (278,6 °F) está em conformidade com os requisitos nacionais relativos a esterilização por calor húmido e não excede 30 minutos.
- A pressão absoluta na câmara do esterilizador encontra-se no intervalo entre 0,07 bar e 3,17 bar (1 psia a 46 psia).
- A taxa de alteração da temperatura não excede 15 °C/min (59 °F/min), para aumento da temperatura, e -35 °C/min (-31 °F/min), para diminuição da temperatura.
- A taxa de alteração da pressão não excede 0,45 bar/min (6,6 psia/min), para aumento da pressão, e -1,7 bar/min (-25 psia/min), para diminuição da pressão.
- Não foram adicionados quaisquer reagentes químicos ou físicos ao vapor de água.

5.5 Lubrificação



ATENÇÃO

Não pulverize qualquer lubrificante ou solução de limpeza lubrificante no interior do motor **FIG. 8**.

5.6 Embalagem e armazenamento

Condições de armazenamento

	Intervalo de temperaturas:	0 °C - +40 °C (+32 °F - +104 °F)
	Intervalo de humidade relativa:	10% - 80%
	Intervalo de pressão de ar:	650 hPa - 1060 hPa
	Manter afastado da chuva	

O dispositivo deve ser guardado dentro da bolsa de esterilização num local seco e livre de poeiras. A temperatura não pode exceder os 55 °C (131 °F). Se o dispositivo não for utilizado durante 7 dias ou mais após a esterilização, retire o dispositivo da bolsa de esterilização e guarde-o na embalagem original. Se o dispositivo não for guardado numa bolsa de esterilização ou se a bolsa já não estiver esterilizada, limpe, seque e esterilize o dispositivo antes de utilizar o mesmo.

ATENÇÃO

Se o dispositivo médico tiver sido guardado refrigerado, deixe-o arrefecer à temperatura ambiente antes da respetiva utilização.

ATENÇÃO

Respeite a data de validade da bolsa de esterilização, que depende das condições de conservação e do tipo de embalagem.

5.7 Reparação

A Bien-Air Dental SA recomenda que o utilizador verifique ou faça a manutenção dos seus dispositivos dinâmicos após 5000 ciclos ou 5 anos.

ATENÇÃO

Nunca desmonte o dispositivo. Para quaisquer modificações ou reparações, contacte o seu fornecedor habitual ou o centro de assistência da Bien-Air Dental.

6 Transporte e descarte

6.1 Transporte

Condições de transporte



Intervalo de temperaturas:

-20 °C - +50 °C (-4 °F - +122 °F)



Intervalo de humidade relativa:

5% - 80%



Intervalo de pressão de ar:

650 hPa - 1060 hPa



Manter afastado da chuva

6.2 Descarte



O descarte e/ou reciclagem de materiais têm de ser efetuadas de acordo com a legislação em vigor.



O dispositivo tem de ser reciclado. Os equipamentos elétricos e eletrónicos podem conter substâncias perigosas para a saúde e para o ambiente. O utilizador tem de devolver o dispositivo ao seu revendedor ou contactar diretamente uma entidade autorizada para tratamento e recuperação deste tipo de equipamentos (Diretiva Europeia 2012/19/UE).

7 Informações gerais

7.1 Termos de garantia

Bien-Air Dental SA confere ao utilizador uma garantia contra qualquer defeito funcional, material ou de produção.

A duração da garantia é de:

- 36 meses a partir da data de faturação.

Em caso de reclamação justificada, a Bien-Air Dental, ou o respetivo representante autorizado, assumirá as obrigações da empresa ao abrigo desta garantia, reparando ou substituindo o produto gratuitamente.

Quaisquer outras reclamações, independentemente da sua natureza, nomeadamente as reclamações de danos ou lesões e as consequências que resultem de:

- Desgaste excessivo
- Uso inadequado ou esporádico
- Não observância das instruções de utilização, montagem e manutenção
- Danos provocados por influências químicas, elétricas ou eletrolíticas invulgares
- Ligações incorretas de ar, água ou eletricidade

ATENÇÃO

A garantia considera-se nula ou inválida se os danos e respetivas consequências resultarem de intervenções incorretas ou de modificações do produto efetuadas por terceiros não autorizados pela Bien-Air Dental SA. Os pedidos de garantia apenas serão considerados se o produto estiver acompanhado por uma cópia da fatura ou da nota de entrega. As seguintes informações devem estar claramente indicadas: data de compra, referência do produto e número de série.

7.2 Referências

REF	Legenda
1600677-001	MX2 Micromotor
1600700-001	MX2 hose
1600809-001	MX2 hose, 20.2 x 40
1600762-001	MX2 hose. Bayonet connection to unit
1600036-006	Spraynet®, cleaning spray 500 ml, box of 6 cans
1300967-010	O-RING 8.1x0.73
1600307-001	Flowmeter, for micromotors



Bien-Air Dental SA

Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland

Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91

dental@bienair.com

Other addresses available at

www.bienair.com

EC REP **Bien-Air Europe Sàrl**

19-21 rue du 8 mai 1945

94110 Arcueil

France