

MIKROMOTOR MCX LED ÉS MCX



HASZNÁLATI UTASÍTÁS.

Egyéb nyelvek a <https://dental.bienair.com/IFU> oldalon elérhetőek

CE Rx Only
0123 REF 2100231-0008/2024.02

Csomagolás tartalma (REF)



MOT MCX LED
HIVATKOZÁS 1600751-001



3X

O-gyűrű 8,1x0,73
HIVATKOZÁS 1300967-003



MOT MCX
HIVATKOZÁS 1600780-001

Választható tartozékok



TOMLÓ MCX SZÜRKE
HIVATKOZÁS 1600756-001



TOMLÓ 8-MCX SZÜRKE
HIVATKOZÁS 1600824-001



10X

O-gyűrű 8,1x0,73
REF 1300967-010



FLOWMETER
HIVATKOZÁS 1600307-001



TOMLÓ MCX 400 SZÜRKE
REF 1601081-001



MCX SZÜRKE 400° Ø20,2x40
REF 1601096-001



MCX szűrke 2.2mtömlő
HIVATKOZÁS 1600920-001



MCX tömlő 400° gf.
REF 1601141-001



6X

MAINT SPRAYNET* (6 DOBOZOS DOBOZ)
REF 1600036-006






















Tartalomjegyzék

1	Szimbólumok _____	4	5.5	Kenés _____	14
	1.1 A használt szimbólumok leírása	4	5.6	Csomagolás és tárolás _____	15
2	Azonosítás és rendeltetésszerű használat	5	5.7	Szolgáltatás _____	15
	2.1 Azonosítás _____	5	6	Szállítás és ártalmatlanítás __	16
	2.2 Rendeltetésszerű használat____	5	6.1	Szállítás _____	16
	2.3 Tervezett betegpopuláció	5	6.2	Eltávolítás _____	16
	2.4 Rendeltetésszerű felhasználó _	5	7	Általános információk _____	17
	2.5 Környezet használata _____	5	7.1	A garancia feltételei _____	17
	2.6 Szándékolt orvosi feltételek	5	7.2	Hivatkozások _____	17
	2.7 A beteg ellenjavallatai és mellékhatások _____	5			
	2.8 Baleset esetén _____	5			
	Felhasználó- és betegbiztonság: War-				
3	nings and Precautions for használja a címet _____	6			
	3.1 Telepítés _____	7			
4	Leírás _____	8			
	4.1 Áttekintés _____	8			
	4.2 Összeszerelés és előkészítés .	9			
	4.3 Műszaki adatok _____	10			
	4.4 Osztályozás _____	10			
	4.5 Előadások _____	10			
	4.6 Működési feltételek _____	10			
5	Karbantartás és szervizelés	11			
	5.1 Karbantartás - Általános képzés _____	11			
	5.1.1 Megfelelő karbantartási termékek ,	11			
	5.2 Tisztítás _____	12			
	5.3 Fertőtlenítés _____	13			
	5.4 Sterilizálás _____	13			
	5.4.1 Eljárás _____	14			

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1 Szimbólumok

1.1 A használt szimbólumok leírása

Szimbólum	Leírás	Szimbólum	Leírás
	Gyártó.		Katalógusszám.
	CE-jelölés a bejelentett szervezet számával.		Sorozatszám.
	FIGYELMEZTETÉS: veszély, amely súlyos sérülést okozhat. Sérülés vagy a készülék károsodása, ha a biztonsági utasításokat nem tartják be		Orvosi eszköz.
	VIGYÁZAT: veszély, amely fényt vagy mérsékelt sérülés vagy a készülék károsodása, ha a biztonsági utasításokat nem tartják be megfelelően.		Az EK felhatalmazott képviselője az Európai Közösségben.
	Viseljen védőkesztyűt.		Lámpa; világítás,
	Elektromos biztonság, B típusú		Gőzsterilizálóban (autoklávban) a megadott hőmérsékleten sterilizálható.
	Figyelmeztetés: a szövetségi törvény (USA) értelmében ez az eszköz csak akkreditált orvos ajánlására értékesíthető.		Olvassa el a használati utasítást vagy forduljon az elec- tronic használati utasítás.
	Data Matrix kód a termékinformációkhoz, beleértve az UDI-t (Unique Device)		Hőmérsékleti
	Páratartalom		Légköri nyomáskorlátozás.
	Tartsa távol az esőtől.		Általános szimbólum a
	Újrahasznosítható elektromos és elektronikus anyagok.		

2 Azonosítás és Rendeltetésszerű használat

2.1 Azonosítás

A Bien- Air Dental SA által gyártott orvosi eszközök.

Típus:

Kefe nélküli, sterilizálható, elektromos mikromotor belső permetezővel és LED-fénnyel az 1600751-001 referenciaszámú termékhez.

Leírás:

A Bien-Air Dental mikromotorokat úgy tervezték, hogy az elektromosságot mechanikus forgássá alakítsák át a fogászati egyenes kézidarabok és ellenszögek meghajtására.

2.2 Rendeltetésszerű használat

Az általános fogászatban való felhasználásra szánt termék, amely a weboldalon a helyreállító fogászat, a fogászati profilaxis és a fogszabályozó kezelések közé tartozik.

2.3 Szándékolt beteg population

A készülék tervezett betegpopulációja magában foglal minden olyan személyt, aki fogorvosi rendelőt keres fel, hogy a tervezett egészségügyi állapotnak megfelelő kezelésben részesüljön. Nincs korlátozás az alany korára, fajára vagy kultúrájára vonatkozóan. A rendeltetésszerű felhasználó felelős a páciensnek megfelelő eszköz kiválasztásáért a konkrét klinikai alkalmazásnak megfelelően.

2.4 Rendeltetésszerű felhasználó

Kizárólag professzionális használatra szánt termék. Fogorvosok és fogászati szakemberek használják.

2.5 Környezet használata

Professzionális egészségügyi intézményi környezet.

2.6 Tervezett egészségügyi állapotok

Az általános fogászat, amely magában foglalja a helyreállító fogászatot, a fogászati profilaxist, a fogszabályozást és a a fogak egészségének fenntartásával vagy helyreállításával foglalkozik.

2.7 Beteg kontra-indikációk és mellékhatások

Az eszközzel kapcsolatban nincsenek specifikus betegellenes indikációk, mellékhatások vagy figyelmeztetések, ha azt a következő módon használják tervezett.

2.8 Baleset esetén

Ha baleset történik, a készüléket csak akkor szabad használni, ha a javítást szakképzett, felhatalmazott és képzett szakember végezte el egy javítóközpontban.

Ha bármilyen súlyos incidens történik a készülékkel kapcsolatban, jelentse azt az ország illetékes hatóságának, valamint a gyártónak a regionális forgalmazón keresztül. A részletes eljárások tekintetében tartsa be a vonatkozó nemzeti előírásokat.

FIGYELMEZTETÉS

A készülék rendeltetésétől eltérő használat tilos és veszélyes lehet.

3 Felhasználó- és betegbiztonság: Figyelmeztetések és óvintézkedések a használathoz

Ezt az orvostechnikai eszközt csak szakemberek használhatják a hatályos munkavédelmi, egészségügyi és balesetmegelőzési jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a jelen használati utasításnak megfelelően. E rendelkezésekkel összhangban a felhasználó felelős azért, hogy csak kifogástalanul működő készülékeket használjon.

Elektromos biztonság:

FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos biztonság csak akkor állítható, ha a készüléket a Bien-Air Dental kompatibilis hajtómotorokkal és tömlőkkel együtt használják.

- Mindig hivatkozzon a fogászati egység vagy a konzol belsejére...
a készülékkel való kompatibilitás és az elektromos biztonsági előírások betartásának megerősítése érdekében.
- A Bien-Air fogászati orvosi de-
a készülék megfelel az IEC 60601-1 szabványnak, amelyre a következő követelmények vonatkoznak:
 - Elektromos áramütés elleni védelem
 - Folyadékok behatolása
 - Védelem a túlzott hőmérséklet és egyéb biztonsági kockázatok ellen.

Elektromágneses kompatibilitás:

FIGYELMEZTETÉS

Az elektromágneses kompatibilitás csak akkor állítható, ha a készüléket a Bien-Air Dental kompatibilis hajtómotorokkal és tömlőkkel együtt használják.

- Mindig hivatkozzon a fogászati egység vagy a konzol belsejére...
a k é s z ü l é k k e l való kompatibilitás és az elektromágneses megfelelés

megerősítése érdekében.

- Mivel a nemzetközi szabványoknak való megfelelés
dard IEC 60601-1-2 nem garantálja az 5G elleni védettséget világszerte (a helyileg használt eltérő frekvenciasávok miatt), nem garantálja az 5G szélessávú cellás hálózattal felszerelt eszközök jelenlétének elkerülését a klinikai k ö r n y e z e t b e n , illetve nem biztosítja, hogy ezen eszközök hálózati funkciói a klinikai eljárás alatt ki legyenek kapcsolva.
- A mágneses zavarok származhatnak más elektromedicinális eszközök, az EMC-specifikációkat lásd a fogászati egység vagy a konzol használati utasításában

A robbanásveszély elkerülése érdekében az alábbi figyelmeztetést be kell tartani:

FIGYELMEZTETÉS

Az IEC 60601-1:2005+A12012/AnnexG szerint a villamosított eszközök (motorok, vezérlőegységek, csatlakozók és tartozékok) csak akkor használhatók biztonságosan olyan orvosi környezetben, ahol potenciálisan robbanásveszélyes vagy gyúlékony anesztetikus anyagkeverékeket juttatnak a beteghez, ha:

- A motor és a motor közötti távolság alatta légzőkörmeghaladja a 25 cm-t.
- A motort nem használják egyidejűleg az érzéstelenítő anyagok beadásával a betegnek.

A fertőzésveszély megelőzése érdekében az alábbi figyelmeztetéseket be kell tartani:

FIGYELMEZTETÉS

- A készüléket nem steril állapotban szállítják. A fertőzések elkerülése érdekében tartsa be az 5. pontban részletezett tisztítási, sterilizálási és karbantartási eljárást.
- Az egészségügyi személyzet, amely fő- vagy a szennyezett vagy potenciálisan szennyezett orvostechnikai eszközökön dolgozó személyeknek be kell tartaniuk az általános óvintézkedéseket, különösen az egyéni védőeszközök (kesztyű, védőszemüveg stb.) viselését. A hegyes és éles eszközököt nagy körültekintéssel kell kezelni. Tegye a készüléket egy tisztítható alátétre

A motor túlmelegedésének elkerülése érdekében az alábbi figyelmeztetéseket be kell tartani:

 VIGYÁZAT

- A motort a túlmelegedés és/vagy a fordulatszám automatikus korlátozásának elkerülése érdekében az elektronikus biztonsági vezérlésen keresztül a motoregység légűtési rendszeréhez kell csatlakoztatni.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a mikromotor tömlője nem hajlott meg, és hogy mind a tömlő, mind a motor jó állapotban van.

A sérülés és/vagy anyagi kár kockázatának elkerülése érdekében az alábbi figyelmeztetéseket be kell tartani:

 VIGYÁZAT

- Túlzott vibráció, rendellenes felmelegedés, szokatlan zaj vagy egyéb, a készülék meghibásodására utaló jelek esetén a munkát azonnal fel kell függeszteni. Ebben az esetben forduljon a Bien-Air Dental SA által jóváhagyott javítóközponthoz.
- Soha ne csatlakoztasson műszert futó micromotor.
- Ne fújjon semmilyen kenőanyagot vagy tisztítószert a motorba.
- Soha ne öblítse le a készüléket, hogy lehűtse őket.
- A készülék hosszú élettartamának biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a fogászati egységben száraz, tisztított sűrített levegőt használjon. A levegő és a víz minőségének fenntartása a kompresszor és a szűrőrendszerek rendszeres karbantartásával történik. A nem szűrt kemény víz használata a csövek és csatlakozók korai eltömődéséhez vezet.

Megjegyzés: A jelen útmutatóban szereplő műszaki adatok, illusztrációk és méretek csupán tájékoztató jellegűek. Ezek semmilyen igényt nem támaszthatnak. A használati utasítások eredeti nyelve az angol. További információért forduljon a Bien-Air Dental SA-hoz a hátsó borítón megadott címen.

3.1 Telepítés

 FIGYELMEZTETÉS

A mikromotor csak Bien-Air Dental vagy kompatibilis elektronikus eszközökkel használható. Az IEC 60601-1 biztonsági követelménynek való megfelelés érdekében csak két MOPP-vel ellátott orvosi eszköz tápegységet szabad használni.



1. ÁBRA

4 Leírás

4.1 Áttekintés


1. ÁBRA

- (1) Motor orr
- (2) Motortest
- (3) Tömlő/motor csatlakozás


Nota : A jelen útmutatóban szereplő műszaki adatok, ábrák és méretek tájékoztató jellegűek. Ezek semmilyen igényt nem támaszthatnak.

A használati utasítás eredeti nyelve angol.


További információért forduljon a Bien-Air Dental SA-hoz a hátlapon megadott címen.




2. ÁBRA



3. ÁBRA



4. ÁBRA



5. ÁBRA

4.2 Összeszerelés és előkészítés

1. Csatlakoztassa a motort a saját fejlesztésű tömlőhöz (MCX típusú csatlakozóval) a 2. ábrán látható módon.
2. Forgassa el, hogy megtalálja a pontos pozíciót, és nyomja be a motorba.
3. Tartsa a motort teljesen a hátsó motorcsatlakozóhoz csavarja a tömlőhüvelyt (3. ábra).
4. Helyezze az áramlasmérőt az orr-rögzítőre, majd kapcsolja be a hűtőlevegőt, és mérje meg a légáramlást. Az áramlási értéket az áramlasmérő gömbjének közepén kell mérni a JIS B7551 szabvány szerint. 5. ÁBRA.
5. Ha a hűtési légáramlás nem a 10 normliter/perc (+/-10%) tartományban van, hangolja a légnyomást úgy, hogy megfeleljen ennek a követelménynek.

A tömítések kézzel történő cseréje (szerszám nélkül) 4. ÁBRÁZAT

- Ne kenje be az O-gyűrűt.
- Csak saját O-gyűrűt használjon.
- Ellenőrizze, hogy az O-gyűrűk a felszerelés után nem törtek és nem karcolódtak-e meg.

4.3 Műszaki adatok

Műszaki adatok	
Ajánlott légáramlás (a motor orránál mérve)	10 NI/min (+/-10%)
Légnyomás-tartomány	2,5 -5 bar
Csatlakozó	Orr az ISO 3964* szabvány szerint
Működési idők	A felhasználó számára nincsenek korlátozások. A működési időket a Bien-Air vezérlőtáblák elektronikusan, az alkalmazott nyomaték függvényében határozzák meg.
Forgási sebességtartomány	100 - 40'000 fordulat/perc
A forgás iránya	Az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban
Fényerősség	LED, 20 klux-tól 24 klux-ig változtatható**

*Kompatibilis a "rövid", "középső" és "hosszú" méretű kézikarabokkal.

**Mérve a REF1601138-001 CA 1:5L NOVA MS-szel együtt.




4.4 Osztályozás

IIa. osztály az (EU) 2017/745 európai orvosi rendeletnek megfelelően. II. osztályú B típusú készülék az IEC 60601-1 szabvány szerint.

4.5 Előadások

Előadások	
Adja meg az előre beállított sebességet és nyomatékot	Elektronikusan vezérelt
Sebesség érték pontossága	+ 5%

4.6 Működési feltételek

Működési feltételek		
	Hőmérséklet-tartomány:	+10°C - +35°C (+50°F - +95°F)
	Relatív páratartalom tartomány:	30% - 80%
	Légnyomás-tartomány:	700 hPa - 1060 hPa



6. ÁBRA

5 Karbantartás és szervizelés

5.1 Karbantartás - Általános információk

Első használat előtt tisztítsa meg és sterilizálja az eszközt.

Minden kezelés után legfeljebb 30 perccel tisztítsa meg a motort. Ennek az eljárásnak a betartásával minden vér- vagy nyálmaradványt el kell távolítani.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Kövesse a nemzeti irányelveket, szabványokat és iránymutatásokat a tisztítási és sterilizálási ajánlások tekintetében.


⚠ VIGYÁZAT

Ne fújjon semmilyen kenőanyagot vagy tisztítóoldatot a motorba. 6. ÁBRA.

5.1.1 Megfelelő karbantartási termékek

Csak eredeti Bien-Air Dental SA karbantartási termékeket és alkatrészeket használjon, vagy a Bien-Air Dental SA által ajánlottakat. Más termékek vagy alkatrészek használata meghibásodást okozhat a működés során és/vagy a garancia érvényét veszítheti.

- Spraynet®
- Lúgos mosószer vagy mosószeres fertőtlenítőszer (pH 8-11), amelyet dental vagy sebészeti eszközök tisztítására és fertőtlenítésére javasolnak. Didecil-dimetil-ammonium-kloridból, kvaterner ammónium-karbonáttól vagy semleges enzimátikus termékből álló fertőtlenítőszer. (pl. neodisher® Mediclean) szintén megengedettek.



7. ÁBRA

5.2 Tisztítás

⚠ VIGYÁZAT

- Ne merítse fiziológiás folyadékba (NaCl), és ne használjon sós oldatot, hogy a tisztításig nedvesen tartsa a de- vice-t.
- Ne merítse be tisztítófürdőbe.
- Ne használja mosó- és fertőtlenítőgépekben, illetve ultrahangos tisztítóban.
- Ne permetezzen semmilyen tisztítószerrel a motorra.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a motor érintkezői tisztán legyenek tartva.

A motor külső felületét meg kell tisztítani a szennyeződések eltávolítása érdekében az alábbiak szerint [Ábra 7](#):

- Tartsa a motort az orránál fogva 15°C - 38°C (59°F - 100°F) hőmérsékletű csapvíz alá, feltéve, hogy a helyi csapvíz pH-ja 6,5 - 8,5 között van, és kloridtartalma 100 mg/l alatt van. Ha a helyi csapvíz nem felel meg ezeknek a követelményeknek, használjon helyette demineralizált (deionizált) vizet.
- Egy sima, rugalmas kefe segítségével tisztítsa meg a motor külső felületét újra ajánlott tisztítószerrel használatával.
- Ne engedje, hogy víz szivárogjon be a motor nem-Az orrnál vagy a tömlőcsatlakozónál.
- Szárítsa meg a motor külső felületét Spraynet® -tel benedvesített, kevés szőszös textíliával.

5.3 Fertőtlenítés

Óvatosan dörzsölje át a motor külső felületeit körülbelül egy percen keresztül egy sima, rugalmas, mosószerrel vagy fertőtlenítő oldattal átitatott kefével (7. ábra).

A motort az alábbiak szerint kell átöblíteni **6. ÁBRÁZAT**

- Tartsa a motort az orrnál fogva 15 °C-38 °C (59 °F-100 °F) hőmérsékletű csapvíz alá, ahogy az a **m e l l é k e l t** ábrán látható, feltéve, hogy a helyi csapvíz pH-ja 6,5-8,5 közötti tartományban van, és kloridtartalma 100 mg/l alatt van. Ha a helyi csapvíz nem felel meg ezeknek a követelményeknek, használjon helyette demineralizált (deionizált) vizet.
- Kerülje el, hogy a víz akár az orrnál, akár a tömlőcsatlakozónál bejusson a motorba.
- Szárítsa meg a motort nem szőtt tömörítővel.

5.4 Sterilizálás

VIGYÁZAT

- A sterilizálás minősége nagymértékben függ attól, hogy mennyire tiszta az eszköz. Csak tökéletesen tiszta eszközök sterilizálhatók.
- A hatékonyság javítása érdekében a sterilizálás után győződjön meg róla, hogy a motor teljesen száraz.
- Ne használjon más sterilizálási eljárást mint az alább leírt.
- Csak dinamikus légtelenítési ciklusokat használjon: elővákuum vagy gőzöblítő nyomásimpulzus (SFPP) ciklusokat.
- Ha a sterilizálást a nemzeti diszinfektánszereket, csak dinamikus sterilizátorokat használjon: ne használjon gőzsterilizátort gravitációs elhelyezési rendszerrel. Mint minden műszer esetében, minden sterilizálási ciklus után, beleértve a szárítást is, távolítsa el az eszközt, hogy elkerülje a túlzott hőhatást, amely korróziót okozhat.

5.4.1 Eljárás

1. Csomagolja az eszközt gőzsterilizálásra jóváhagyott csomagolásba.
2. Sterilizálás gőzzel, dinamikus légtávolítási ciklus (ANSI/AAMI ST79, 2.19. szakasz), azaz a levegő eltávolítása kényszerített evakuálással (ISO 17665-1, ISO/TS 17665-2) 135 °C-on (275 °F) 3 percig vagy 132 °C-on (269,6 °F) 4 percig. Azokban a joghatóságokban, ahol a prionok miatt sterilizálni kell, 135 °C-on (275 °F) 18 p e r c i g kell sterilizálni.

A műszer több mint 1000 sterilizálást bír ki.

A sterilizálási ciklus ajánlott paraméterei a következők:

- Az autokláv kamrában a maximális hőmérséklet nem haladja meg a 137 °C-ot (278,6 °F), azaz az autokláv névleges hőmérsékletét 134 °C-ra (273,2 °F), 135 °C-ra (275 °F) vagy 135,5 °C-ra (275 °F) állítják be, figyelembe véve a sterilizáló hőmérsékletre vonatkozó bizonytalanságát.
- Az intervallum maximális időtartama 137 °C-os (278,6 °F) maximális hőmérsékleten az ac-megfelel a nedves hővel történő sterilizálásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, és nem haladja meg a 30 percet.
- A sterilizáló kamrájában az abszolút nyomás 0,07 bar és 3,17 bar (1 psia és 46 psia) között van.
- A hőmérsékletváltozás sebessége nem haladja meg a 15 °C/perc (59 °F/perc) értéket növekvő hőmérséklet esetén.
és -35 °C/min (-31 °F/min) csökkenő hőmérséklet esetén.
- A nyomásváltozás sebessége nem haladja meg a 0,45 bar/perc (6,6 psia/min) értéket növekvő nyomás esetén és a -1,7 bar/perc (-25 psia/min) értéket csökkenő nyomás esetén.
- A vízgőzhöz nem adnak kémiai vagy fizikai reagenseket.





5.5 Kenés



Ne fújjon semmilyen kenőanyagot vagy tisztító-olajozó oldatot a motorba [FIG. 8](#).

5.6 Csomagolás és tárolás

Tárolási feltételek

	Hőmérséklet-tartomány:	0°C - +40°C (+32°F - +104°F)
	Relatív páratartalom tartomány:	10% - 80%
	Légnyomás-tartomány:	650 hPa - 1060 hPa
	Tartsa távol az esőtől	

Az eszközt a sterilizáló tasakban, száraz és pormentes környezetben kell tárolni. A hőmérséklet nem haladhatja meg az 55 °C-ot (131 °F). Ha az eszközt a sterilizálás után legalább 7 napig nem használják, vegye ki az eszközt a sterilizáló tasakból, és tárolja az eredeti csomagolásban. Ha az eszközt nem sterilizáló tasakban tárolja, vagy ha a tasak már nem steril, használat előtt tisztítsa meg, szárítsa meg és sterilizálja az eszközt.

VIGYÁZAT

Ha az orvostechnikai eszközt hűtve tárolták, használat előtt hagyja, hogy felmelegedjen szobahőmérsékletűre.

VIGYÁZAT

Tartsa be a sterilizáló tasak lejáratí idejét, amely a tárolási körülményektől és a csomagolás típusától függ.

5.7 Szolgáltatás

A Bien-Air Dental SA azt javasolja, hogy a felhasználó 5000 feldolgozási ciklus vagy 5 év után ellenőriztesse vagy szervizeltesse dinamikus készülékeit.

VIGYÁZAT

Soha ne szerelje szét a készüléket. Minden módosítással és javítással forduljon a szokásos szállítójához vagy a Bien-Air Dental szervizközpontjához.

6 Szállítás és ártalmatlanítás

6.1 Szállítás

Szállítási feltételek



Hőmérséklet-tartomány:

-20°C - +50°C (-4°F - +122°F)



Relatív páratartalom tartomány:

5% - 80%



Légnyomás-tartomány:

650 hPa - 1060 hPa



Tartsa távol az esőtől

6.2 Eltávolítás



Az anyagok ártalmatlanítását és/vagy újrahasznosítását a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni.



Ezt az eszközt újra kell hasznosítani. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, amelyek egészségügyi és környezeti veszélyt jelentenek. A felhasználónak vissza kell adnia a készüléket a kereskedőnek, vagy közvetlen **k a p c s o l a t o t** kell létesítenie egy, az ilyen típusú berendezések kezelésére és hasznosítására engedélyezett szervezettel (2012/19/ EU európai irányelv).

7 Általános információk

7.1 A garancia feltételei

A Bien-Air Dental SA garanciát vállal az üzemeltetőre minden működési hibára, anyag- vagy gyártási hibára.

A jótállási idő:

- A számlázástól számított 36 hónap.

Jogos reklamáció esetén a Bien-Air Dental vagy meghatalmazott képviselője a termék ingyenes javításával vagy cseréjével teljesíti a vállalat e garancia szerinti kötelezettségét.

Bármilyen más, bármilyen jellegű követelés, különösen a kár vagy sérülés és az ebből eredő következmények miatt:

- Túlzott kopás és elhasználódás
- Ritkán vagy nem megfelelő használat
- A szervizelési, összeszerelési vagy karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyása
- Szokatlan kémiai, elektromos vagy elektrolitikus hatások által okozott károsodás
- Hibás levegő-, víz- vagy elektromos csatlakozások

VIGYÁZAT

A garancia érvényét veszti, ha a kár és annak következményei a Bien-Air Dental SA által nem engedélyezett harmadik fél általi helytelen szervizelés vagy a v i t á s következményei. A garanciális igényeket csak akkor vesszük figyelembe, ha a termékhez mellékeljük a számla vagy a szállítólevél másolatát. A következő adatokat egyértelműen fel kell tüntetni: a vásárlás dátuma, a termék hivatkozási száma és a sorozatszám.

7.2 Hivatkozások

REF	Legenda
1600751-001	MCX mikromotor (LED világítással)
1600780-001	MCX mikromotor
1600756-001	Tömlő MCX, szürke szilikon
1600824-001	B-MCX tömlő, szürke szilikon. Bajonettes csatlakozás a készülékhez
1601081-001	MCX-400 tömlő, forgatható, szürke szilikon
1601096-001	MCX-400 c.l. tömlő, forgó, hosszú kupak, szürke szilikon
1600920-001	MCX tömlő, speciális hosszúság (2,2 m)
1601141-001	MCX tömlő, 400'gf
1300967-010	O-gyűrű
1600307-001	Áramlasmérő mikromotorokhoz
1600036-006	Spraynet®, tisztító spray 500 ml, 6 dobozos dobozban



Bien-Air Dental SA

Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland

Tel. +41 (0)32 344 64 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91

dental@bienair.com

Egyéb címek a következő címen érhetőek el

www.bienair.com

EC REP Bien-Air Europe Sàrl

19-21 rue du 8 mai 1945

94110 Arceuil

France