

MIKROMOTORŲ MCX LED & MCX



ENG NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS.

Kitomis kalbomis galima naudotis svetainėje
<https://dental.bienair.com/IFU>

Pakuotes turinys (REF)



MOT MCX LED
NR. 1600751-001



3X

O-RING 8.1x0.73
REF 1300967-003



MOT MCX
NR. 1600780-001

Papildomi priedai



ŽARNA MCX PILKA
NR. 1600756-001



ŽARNA B-MCX PILKA
NR. 1600824-001



10X

O-RING 8.1x0.73
REF 1300967-010



SRAUTO MATUOKLIS
REF 1600307-001



ŽARNA MCX 400 PILKA
REF 1601081-001



ŽARNA MCX GREY 400° Ø20.2x40
REF 1601096-001



ŽARNA MCX GREY 2,2 m
REF 1600920-001



ŽARNA MCX 400° gf
REF 1601141-001



6X





















MAINT SPRAYNET* (6 SKARDINIŲ DEŽUTĖ)
REF 1600036-006

Turinys

1	Simboliai _____	4	5.5	Tepimas _____	14
1.1	Naudojamų simbolių aprašymas	4	5.6	Pakavimas ir saugojimas _____	15
2	Identifikavimas ir numatomas naudojimas	5	5.7	Aptarnavimas _____	15
2.1	Identifikavimas _____	5	6	Transportavimas ir šalinimas	16
2.2	Numatomas naudojimas _____	5	6.1	Transportas _____	16
2.3	Numatoma pacientų populiacija	5	6.2	Šalinimas _____	16
2.4	Numatomas naudotojas _____	5	7	Bendra informacija _____	17
2.5	Naudojimasis aplinka _____	5	7.1	Garantijos sąlygos _____	17
2.6	Numatomos medicininės sąlygos _____	5	7.2	Nuorodos _____	17
2.7	Pacientų kontraindikacijos ir šalutinis poveikis _____	5			
2.8	Nelaimingo atsitikimo atveju _____	5			
	Vartotojų ir pacientų sauga: War-				
3	nings and Precautions for naudoti _____	6			
3.1	Irengimas _____	7			
4	Aprašymas _____	8			
4.1	Apžvalga _____	8			
4.2	Surinkimas ir paruošimas _____	9			
4.3	Techniniai duomenys _____	10			
4.4	Klasifikacija _____	10			
4.5	Spektakliai _____	10			
4.6	Darbo sąlygos _____	10			
5	Techninė priežiūra ir aptarnavimas	11			
5.1	Techninė priežiūra - Bendroji priežiūra _____	11			
5.1.1	Tinkami priežiūros produktai _____	11			
5.2	Valymas _____	12			
5.3	Dezinfekcija _____	13			
5.4	Sterilizacija _____	13			
5.4.1	Procedūra _____	14			

1 Simboliai

1.1 Naudojamų simbolių aprašymas

Simbolis	Aprašymas	Simbolis	Aprašymas
	Gamintojas.		Katalogo numeris.
	CE ženklas su notifikuotosios įstaigos numeriu.		Serijos
	ĮSPĖJIMAS: pavojus, galintis sukelti rimtą sužeisti arba sugadinti prietaisą, jei netinkamai laikomasi saugos nurodymų.		Medicinos
	ĮSPĖJIMAS: pavojus, kuris gali sukelti šviesos arba vidutinio sunkumo sužalojimą arba prietaiso sugadinimą, jei netinkamai laikomasi saugos instrukcijų.		Igaliojasis EB atstovas Europos bendrijoje.
	Dėvėkite apsaugines		Lempa; apšvietimas,
	Elektros saugumas. Taikoma B tipo		Sterilizuojama garų sterilizatoriuje (autoklave) nurodytoje temperatūroje.
Rx Only	Įspėjimas: pagal federalines įstatymas (JAV), šis prietaisas parduodamas tik p a g a l akredituoto gydytojo rekomendaciją.		Žiūrėkite naudojimo instrukcijas arba kreipkitės į elektronikos specialistus naudojimo instrukcijos.
	Duomenų matricos kodas, skirtas informacijai apie gaminį, įskaitant UDI		Temperatūros riba.
	Drėgmės ribojimas.		Atmosferos slėgio apribojimas.
	Saugokite nuo lietaus.		Bendrasis panaudojimo ir (arba) perdirbimo
	Perdirbti tinkamos elektros ir elektroninės medžiagos.		

2 Identifikavimas ir Numatytas naudojimas

2.1 Identifikavimas

"Bien-Air Dental SA" gaminami medicinos prietaisai.

Tipas:

Bešepetelinis, sterilizuojamas, elektrinis mikromotorius su vidiniu purkštuvu ir LED lemputėmis, skirtas nuorodai 1600751-001.

Aprašymas:

"Bien-Air Dental" mikromotoriai skirti elektros energijai paversti mechaniniu sukimu, kad būtų galima valdyti odontologinius tiesius antgalius ir kontrakampus.

2.2 Numatomas naudojimas

Produktas, skirtas naudoti bendroje odontologijoje, kuri apima restauracinę odontologiją, dantų profilaktiką ir ortodontinį gydymą.

2.3 Numatomas paciento populiation

Prietaiso numatomų pacientų populiacija apima bet kurį asmenį, apsilankiusį odontologo kabinete, kad gautų gydymą pagal numatytą medicininę būklę. Nėra jokių apribojimų, susijusių su tiriamojo amžiumi, rase ar kultūra. Numatytas naudotojas yra atsakingas už tinkamo prietaiso parinkimą pacientui pagal konkrečią klinikinę paskirtį.

2.4 Numatomas naudotojas

Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui. Naudoja odontologai ir odontologijos specialistai.

2.5 Naudojimasis aplinka

Profesionalios sveikatos priežiūros įstaigos aplinka.

2.6 Numatytos medicininės sąlygos

Bendroji odontologija, apimanti restauracinę odontologiją, dantų profilaktiką, ortodontiją ir rūpinasi dantų sveikatos palaikymu ar atkūrimu.

2.7 Pacientų kontra-in-

dikcijos ir šalutinis poveikis

Nėra jokių konkrečių kontraindikacijų, šalutinio poveikio ar įspėjimų dėl prietaiso, kai jis naudojamas kaip skirtas.

2.8 Nelaimingo atsitikimo atveju

Jvykus nelaimingam atsitikimui, prietaiso negalima naudoti tol, kol remonto darbus atliks kvalifikuotas, įgaliotas ir apmokytas remonto centro specialistas.

Jei įvyko koks nors rimtas incidentas, susijęs su de- vikliu, praneškite apie tai savo šalies kompetentingai institucijai ir gamintojui per savo regioninį platintoją. Laikykitės atitinkamų nacionalinių taisyklių, kad sužinotumėte išsamias procedūras.

ĮSPĖJIMAS

Naudoti prietaisą kitaip, nei numatyta, draudžiama ir gali būti pavojinga.



3 Vartotojų ir pacientų sauga: Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Šį medicinos prietaisą turi naudoti specialistai, laikydamiesi galiojančių teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių darbo saugos, sveikatos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos priemones, ir šios naudojimo instrukcijos. Vadovaudamasis šiomis nuostatomis, naudotojas atsako už tai, kad naudotų tik techniškai tvarkingus prietaisus.

Elektros sauga:

ĮSPĖJIMAS

Elektros sauga gali būti užtikrinta tik tada, kai de- vikliatorius naudojamas su "Bien-Air Dental" suderinamais pavaros varikliais ir žarnomis.

- Visada kreipkitės į odontologinio įrenginio arba konsolės ins- naudoti, kad įsitikintumėte, jog jis suderinamas su prietaisu ir atitinka elektros saugos reikalavimus.
- Naudojant su "Bien-Air" dantų medicinos de- prietaisais atitinka IEC 60601- 1 standartą, kuriam taikomi šie reikalavimai:
 - Apsauga nuo elektros smūgio
 - Skysčių patekimas į vidų
 - Apsauga nuo per aukštos temperatūros ir kitų saugos pavojų.

Elektromagnetinis suderinamumas:

ĮSPĖJIMAS

Elektromagnetinio suderinamumo galima reikalauti tik tada, kai prietaisus naudojamas su "Bien-Air Dental" tinkamais pavaros varikliais ir žarnomis.

- Visada kreipkitės į odontologinio įrenginio arba konsolės ins- naudoti, kad būtų patvirtintas suderinamumas su prietaisu ir elektromagnetinė atitiktis.
- Kadangi tarptautinių standartų laikymasis IEC 60601- 1- 2 standartas negarantuoja atsparumo 5G visame pasaulyje (dėl skirtingų vietoje naudojamų dažnių juostų),

neužtikrina, kad klinikinėje aplinkoje nebūtų prietaisų su 5G plačiajuosčio korinio ryšio tinklais, arba neužtikrina, kad klinikinės procedūros metu šių prietaisų tinklo funkcijos būtų išjungtos.

- Magnetiniai trikdžiai gali atsirasti dėl kitų Elektromedicininiai prietaisai, EMC specifikacijų ieškokite odontologinio įrenginio arba pulto naudojimo instrukcijoje.

Kad būtų išvengta sprogdimo pavojaus, būtina laikytis toliau pateiktų įspėjimų:

ĮSPĖJIMAS

Pagal IEC 60601-1:2005+A12012/G priedą elektrifikuotus prietaisus (variklius, valdymo blokus, jungtis ir priedus) galima saugiai naudoti medicinos aplinkoje, kurioje pacientui tiekiami potencialiai sprogdūs arba degūs anestezijos medžiagų mišiniai, tik jei:

- Atstumas tarp variklio ir anestezijos kvėpavimo grandinė viršija 25 cm.
- Variklis nenaudojamas tuo pačiu metu, kai pacientui skiriamos anestetiko medžiagos.

Kad būtų išvengta infekcijos pavojaus, būtina laikytis toliau nurodytų taisyklių:

ĮSPĖJIMAS

- Prietaisus tiekiamas nesterilus. Kad išvengtumėte bet kokios infekcijos, laikykitės valymo, sterilizacijos ir priežiūros tvarkos, kuri išsamiai aprašyta 5 skyriuje.
- Medicinos personalas, naudojantis arba atliekantis pagrindines dirbant su užterštais arba galimai užterštais medicinos prietaisais, būtina laikytis universalių atsargumo priemonių, visų pirma dėvėti asmenines apsaugos priemones (pirštines, akinius ir kt.). Su smalliais ir aštriais instrumentais reikia elgtis labai atsargiai.
- Padėkite prietaisą ant valomo pagrindo.

Kad būtų išvengta variklio perkaitimo pavojaus, būtina laikytis toliau pateiktų įspėjimų:

DĖMESIO

- Variklis turi būti prijungtas prie den- talinio įrenginio oro aušinimo sistemos, kad būtų išvengta perkaitimo ir (arba) automatinio greičio apribojimo per elektroninės plokštės saugos valdymą.
- Visada įsitikinkite, kad mikromotoriaus žarna yra nėra sulenkta, o žarna ir mo- torius yra geros būklės.

Kad išvengtumėte sužeidimų ir (arba) materialinės žalos pavojaus, būtina laikytis toliau pateiktų įspėjimų:

DĖMESIO

- Jei pastebima pernelyg didelė vibracija, neįprastas įkaitimas, neįprastas triukšmas ar kiti požymiai, rodantys, kad prietaisas veikia netinkamai, darbas turi būti nedelsiant sustabdytas. Tokiu atveju kreipkitės į "Bien-Air Dental SA" patvirtintą remonto centrą.
- Niekada neprijunkite prietaiso prie veikiančio micromotorius
- Nepurškite į variklį jokių tepalų ar valymo priemonių
- Niekada neplaukite prietaiso, kad juos atvėsintumėte
- Norint užtikrinti ilgą prietaiso veikimo laiką, odontologiniame aparate būtina naudoti sausą, išgrynintą suslėgtą orą. Reguliariai atlikdami kompresoriaus ir filtravimo sistemų techninę priežiūrą, palaikykite oro ir vandens kokybę. Naudojant nefiltruotą kietą vandenį, vamzdeliai ir jungtys anksti užsikemša

Pastaba : Šioje instrukcijoje pateiktos techninės specifikacijos, iliustracijos ir matmenys yra tik orientacinio pobūdžio. Dėl jų negalima reikšti jokių pretenzijų. Šių naudojimo instrukcijų originalo kalba yra anglų. Dėl bet kokios papildomos informacijos kreipkitės į "Bien-Air Dental SA" adresu , nurodytu ant galinio viršelio

3.1 Įrengimas

ĮSPĖJIMAS

Mikromotoriuką galima naudoti tik su "Bien-Air Den- tal" arba suderinamais elektroniniais prietaisais. Kad atitiktų IEC 60601-1 saugos reikalavimą, reikia naudoti tik medicinos prietaisų maitinimo šaltinį su dviem MOPP.



1 PAV.

4 Aprašymas

4.1 Apžvalga


1 PAV.

- (1) Variklio nosis
- (2) Variklio korpusas
- (3) Žarnos ir variklio jungtis


Pastaba : Šiose instrukcijose pateiktos techninės specifikacijos, iliustracijos ir matmenys yra orientaciniai. Dėl jų negalima reikšti jokių pretenzijų.

Originali šių naudojimo instrukcijų kalba yra anglų.


Dėl papildomos informacijos kreipkitės į "Bien-Air Dental SA" ant galinio viršelio nurodytu adresu.




2 PAV.



3 PAV.



4 PAV.



5 PAV.

4.2 Surinkimas ir paruošimas

1. Prijunkite variklį prie firminės žarnos (su MCX tipo jungtimi), kaip parodyta [2 pav.](#)
2. Pasukite jį, kad rastumėte tikslią padėtį, ir įstumkite į variklį.
3. Laikydami variklį iki galo prisukite žarnos įvorę prie galinės variklio jungties [3 pav.](#)
4. Uždėkite srauto matuoklį ant nosies tvirtinimo įtaiso, tada įjunkite aušinimo orą ir išmatuokite oro srautą. Srautas matuojamas srauto matuoklio rutulio viduryje pagal JIS B7551 standartą. [5 PAV.](#)
5. Jei aušinimo oro srautas neatitinka 10 normlitrų/min (+/-10 %), sureguliuokite oro slėgį, kad jis atitiktų šį reikalavimą.

Sandariklių keitimas rankiniu būdu (įrankių nereikia) [4 pav.](#)

- Nesutepkite O-žiedo.
- Naudokite tik firminį sandarinimo žiedą.
- Patikrinkite, ar sumontavus O-žiedus jie nėra pažeisti ar subraižyti.

4.3 Techniniai duomenys

Techniniai duomenys	
Rekomenduojamas oro srautas (matuojamas ties variklio priekiu)	10 NI/min (+/-10%)
Oro slėgio diapazonas	2,5 -5 barų
Jungtis	Nosis pagal ISO 3964*
Darbo laikas	Naudotojui netaikomi jokie apribojimai. Veikimo laiką nustato "Bien-Air" valdymo plokštės, priklausomai nuo veikiančio sukimo momento.
Sukimosi greičio diapazonas	100 - 40'000 apskų per minutę
Sukimosi kryptis	Pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę
Šviesos intensyvumas	LED, kintamas nuo 20 klux iki 24 klux**

*Suderinamas su trumpų, vidutinių ir ilgų matmenų antgaliais.

**Matuojama kartu su REF1601138-001 CA 1:5L NOVA MS




4.4 Klasifikacija

Ila klasė pagal Europos medicinos reglamentą (ES) 2017/745. II klasės B tipo prietaisas pagal IEC 60601-1 standartą.

4.5 Spektakliai

Spektakliai	
Nustatykite iš anksto nustatytą greitį ir sukimo momentą	Elektroniniu būdu valdomas
Greičio vertės tikslumas	+ 5%

4.6 Darbo sąlygos

Darbo sąlygos	
	Temperatūros diapazonas: +10°C - +35°C (+50°F - +95°F)
	Santykinės drėgmės diapazonas: 30% - 80%
	Oro slėgio diapazonas: 700 hPa - 1060 hPa



6 PAV.

5 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

5.1 Techninė priežiūra - Bendroji informacija

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, jį išvalykite ir sterilizuokite.

Ne vėliau kaip per 30 minučių po kiekvieno apdorojimo išvalykite variklį. Laikydami šios procedūros pašalinkite bet kokius kraujo ar seilių likučius.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Laikykites nacionalinių direktyvų, standartų ir gairių dėl valymo ir sterilizacijos rekomendacijų.


⚠️ DĖMESIO

Nepurškite į variklį jokių tepalų ar valymo tirpalų. 6 PAV.

5.1.1 Tinkami priežiūros produktai

Naudokite tik originalias "Bien-Air Dental SA" techninės priežiūros priemones ir dalis arba tas, kurias rekomenduoja "Bien-Air Dental SA". Naudojant kitus gaminius ar dalis, eksploatacijos metu gali atsirasti gedimų ir (arba) nustoti galioti garantija.

- Spraynet®
- Šarminis ploviklis arba dezinfekavimo priemonė (pH 8-11), rekomenduojama dantų ar chirurginių instrumentų valymui ir dezinfekavimui. Dezinfekavimo produktai, sudaryti iš didecildimetilamonio chlorido, ketvirtinio amonio karbonato arba neutralaus fermentinio produkto. (pvz., neodisher® Mediclean), taip pat yra leistini.



7 PAV.

5.2 Valymas

⚠ DĖMESIO

- Nemerkite į fiziologinį skystį (NaCl) ir nenaudokite fiziologinio tirpalo, kad išlaikytumėte drėgmę, kol bus galima išvalyti.
- Nemerkite į valymo vonią.
- Nenaudokite plovimo-dezinfekavimo įrenginyje ir ultragarsiniame valytuve.
- Nepurškite jokio valymo tirpalo į variklį.
- Visada pasirūpinkite, kad variklio kontaktai būtų švarūs.

Išorinį variklio paviršių reikia nuvalyti nuo nešvarumų taip, kaip parodyta 7 pav:

- Laikykite variklį už nosies po 15-38 °C temperatūros vandentiekio vandeniu, jei vietinio vandentiekio vandens pH yra 6,5-8,5, o chloridų kiekis neviršija 100 mg/l. Jei vietinis vandentiekio vanduo neatitinka šių reikalavimų, vietoj jo naudokite demineralizuotą (dejonizuotą) vandenį.
- Lygiu lanksčiu šepetiu išvalykite variklio išorinį paviršių naudodami rekomenduojamus valymo produktus.
- Neleiskite vandeniui prasiskverbti į variklio eitler už nosies arba už žarnos jungties.
- Išorinį variklio paviršių nusauskite mažo plauko tekstilės medžiaga, sudrėkinta "Spraynet®".

5.3 Dezinfekcija

Maždaug vieną minutę atsargiai trinkite variklio išorinius paviršius lygiu lanksčiu šepetiu, impregnuotu ploviklio arba dezinfekavimo priemonės tirpalu [FIG. 7](#).

Variklis turi būti praplaunamas taip, kaip parodyta [6 pav.](#)

- Laikykite variklį už nosies po 15-38 °C temperatūros vandeniu iš čiaupo, kaip p a r o d y t a schemoje, jei vietinio vandentiekio vandens pH yra 6,5-8,5, o chloridų kiekis neviršija 100 mg/l. Jei vietinis vandentiekio vanduo neatitinka šių reikalavimų, naudokite demineralizuotą (dejonizuotą) vandenį.
- Venkite, kad vanduo patektų į variklį per nosį arba žarnos jungtį.
- Išdžiovinkite variklį neaustiniu kompresu.

5.4 Sterilizacija

DĖMESIO

- Sterilizacijos kokybė labai p r i k l a u s o nuo prietaiso švarumo. Sterilizuoti galima tik visiškai švarius prietaisus.
- Siekiant pagerinti sterilizaciją, įsitinkite, kad variklis yra visiškai sausas.
- Nenaudokite kitų sterilizacijos procedūrų nei toliau aprašytas.
- Naudokite tik dinامينius oro šalinimo ciklus: priešgaisrinius arba garų plovimo slėgio impulso (SFPP) ciklus.
- Jei sterilizacijos reikalaujama pagal nacionalines d i n a u d o k i t e tik dinامينius sterilizatorius: nenaudokite garų sterilizatoriaus su gravitacine išleidimo sistema. Kaip ir visus instrumentus, po kiekvieno sterilizacijos ciklo, įskaitant džiovinimą, išimkite prietaisą, kad išvengtumėte pernelyg didelio karščio poveikio, kuris gali sukelti koroziją.

5.4.1 Procedūra

1. Supakuokite prietaisą į pakuotę, patvirtintą sterilizuoti garais.
2. Sterilizuokite naudodami garus, vadovaudamiesi dinaminio oro šalinimo ciklu (ANSI/AAMI ST79, 2.19 skirsnis), t. y. oro šalinimu priverstinai išsiurbdami orą (ISO 17665-1, ISO/TS 17665-2) 135 °C temperatūroje 3 minutes arba 132 °C temperatūroje 4 minutes. Jurisdikcijose, kuriose reikalaujama sterilizacijos dėl prionų, sterilizuokite 135 °C (275 °F) temperatūroje 18 min.

Prietaisas atlieka daugiau kaip 1000 sterilizacijų.

Rekomenduojami šie sterilizacijos ciklo parametrai:

- Didžiausia temperatūra autoklavo kameroje neviršija 137 °C (278,6 °F), t. y., atsižvelgiant į sterilizatoriaus temperatūros neapibrėžtumą, nustatoma 134 °C (273,2 °F), 135 °C (275 °F) arba 135,5 °C (275 °F) vardinė autoklavo temperatūra.
- Didžiausia intervalo trukmė, esant maksimaliai 137 °C (278,6 °F) temperatūrai, yra atitinka nacionalinius drėgnosios karščio sterilizacijos reikalavimus ir neviršija 30 minučių.
- Absolutinis slėgis sterilizatoriaus kameroje yra nuo 0,07 bar iki 3,17 bar (nuo 1 psia iki 46 psia).
- Temperatūros kitimo greitis neviršija 15°C/min (59F/min) didėjant temperatūrai ir -35 °C/min (-31 °F/min) mažėjant temperatūrai.
- Slėgio kitimo greitis neviršija 0,45 bar/min (6,6 psia/min), kai slėgis didėja, ir -1,7 bar/min (-25 psia/min), kai slėgis mažėja.
- Į vandens garus nededama jokių cheminių ar fizikinių reagentų.





5.5 Tepimas



Nepurškite į variklį jokio tepalo ar valymo ir tepimo tirpalo [8 pav.](#)

5.6 Pakavimas ir saugojimas

Laikymo sąlygos

	Temperatūros diapazonas:	0°C - +40°C (+32°F - +104°F)
	Santykinės drėgmės diapazonas:	10% - 80%
	Oro slėgio diapazonas:	650 hPa - 1060 hPa
	Saugokite nuo lietaus	

Prietaisai turi būti laikomi sterilizavimo maišelyje, sausoje ir nedulkėtoje aplinkoje. Temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 55 °C (131 °F). Jei po sterilizacijos prietaisai nebus naudojami 7 ar daugiau dienų, ištraukite prietaisą iš sterilizacijos maišelio ir laikykite jį originalioje pakuotėje. Jei prietaisai nelaikomi sterilizavimo maišelyje arba jei maišelis nebėra sterilus, prieš naudodami prietaisą jį išvalykite, išdžiovinkite ir sterilizuokite.

DĖMESIO

Jei medicinos prietaisai buvo laikomi šaldytuve, prieš naudodami leiskite jam sušilti iki kambario temperatūros.

DĖMESIO

Laikykites sterilizacijos maišelio galiojimo laiko, kuris priklauso nuo laikymo sąlygų ir pakuotės tipo.

5.7 Aptarnavimas

"Bien-Air Dental SA" rekomenduoja, kad naudotojas savo dinaminiais prietaisais patikrintų arba atliktų jų techninę priežiūrą po 5000 apdorojimo ciklų arba 5 metų.

DĖMESIO

Niekada neišardykite prietaiso. Dėl visų modifikacijų ir remonto kreipkitės į nuolatinį tiekėją arba "Bien-Air Dental" techninės priežiūros centrą.

6 Transportavimas ir šalinimas

6.1 Transportas

Transportavimo sąlygos



Temperatūros diapazonas:

-20°C - +50°C (-4°F - +122°F)



Santykinės drėgmės diapazonas:

5% - 80%



Oro slėgio diapazonas:

650 hPa - 1060 hPa



Saugokite nuo lietaus

6.2 Šalinimas



Medžiagos turi būti šalinamos ir (arba) perdirbamos laikantis galiojančių teisės aktų.



Šis prietaisas turi būti perdirbtas. Elektros ir elektroninėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, kurios kelia pavojų sveikatai ir aplinkai. Naudotojas turi grąžinti prietaisą pardavėjui arba užmegzti tiesioginį ryšį su patvirtinta tokio tipo įrangos apdorojimo ir utilizavimo įstaiga (Europos direktyva 2012/19/ES).

7 Bendra informacija

7.1 Garantijos sąlygos

"Bien-Air Dental SA" suteikia operatoriui garantiją, apimančią visus funkcinis defektus, medžiagų ar gamybos defektus.

Garantinis laikotarpis yra:

- 36 mėnesius nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

Pagrįstos pretenzijos atveju "Bien-Air Dental" arba jos įgaliotasis atstovas įvykdys bendrovės įsipareigojimus pagal šią garantiją ir nemokamai suremontuos arba pakeis gaminį.

Bet kokie kiti bet kokio pobūdžio reikalavimai, ypač reikalavimai dėl žalos ar sužalojimo ir dėl to kylančių pasekmių:

- Pernelyg didelis nusidėvėjimas
- Retas arba netinkamas naudojimas
- Techninės priežiūros, surinkimo ar techninės priežiūros instrukcijų nesilaikymas
- pažeidimai, atsiradę dėl neįprasto cheminio, elektrinio ar elektrolitinio poveikio
- Neveikiančios oro, vandens ar elektros jungtys

DĖMESIO

Garantija netenka galios, jei žala ir jos pasekmės atsiranda dėl neteisingo aptarnavimo ar modifikavimo, kurį atlieka trečiosios šalys, neįgalios "Bien-Air Dental SA". Į prašymus suteikti garantiją bus atsisakyta tik tuo atveju, jei kartu su gaminiu bus pateikta sąskaitos faktūros arba važtaraščių kopija. Turi būti aiškiai nurodyta ši informacija: pirkimo data, gaminio nuoroda ir serijos numeris.

7.2 Nuorodos

REF	Legenda
1600751-001	MCX mikromotorius (su LED lemputėmis)
1600780-001	MCX mikromotorius
1600756-001	Žarna MCX, pilka, silikoninė
1600824-001	B-MCX žarna, pilka, silikoninė. Bajonetinė jungtis su įrenginiu
1601081-001	MCX-400 žarna, besisukanti, pilka, silikoninė
1601096-001	MCX-400 c.l. žarna, besisukanti, ilgas dangtelis, pilkas silikonas
1600920-001	MCX žarna, specialaus ilgio (2,2 m)
1601141-001	MCX žarna, 400'gf
1300967-010	O-žiedas
1600307-001	Mikromotorių srauto matuoklis
1600036-006	"Spraynet*", valymo purškiklis, 500 ml, 6 skardinių dėžutė



"Bien-Air Dental SA
Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland
Tel. +41 (0)32 344 64 64 Faksas +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com

Kitus adresus galima rasti adresu
www.bienair.com

EC REP Bien-Air Europe Sàrl
19-21 rue du 8 mai 1945
94110 Arcueil
France