

# MICROMOTOR MCX LED e MCX



## PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

Outros idiomas disponíveis em  
<https://dental.bienair.com/IFU>

**CE** Rx Only  
**0123** REF 2100231-0008/2024.02

## Conteúdo da embalagem (REF)



MOT MCX LED  
REF 1600751-001



3X

O-RING 8.1x0.73  
REF 1300967-003



MOT MCX  
REF 1600780-001

## Acessórios opcionais



HOSE MCX GREY  
REF 1600756-001



HOSE B-MCX GREY  
REF 1600824-001



10X

O-RING 8.1x0.73  
REF 1300967-010



FLOWMETER  
REF 1600307-001



HOSE MCX 400 GREY  
REF 1601081-001



HOSE MCX GREY 400° Ø20.2x40  
REF 1601096-001



HOSE MCX GREY 2.2m  
REF 1600920-001



HOSE MCX 400° gf.  
REF 1601141-001



6X

MAINT SPRAYNET®(CAIXA DE 6 LATAS)  
REF 1600036-006

# Índice

<b>1</b>	<b>Símbolos</b> .....	<b>4</b>
	1.1 Descrição dos símbolos utilizados .....	4
<b>2</b>	<b>Identificação e Utilização pretendida</b> .....	<b>5</b>
	2.1 Identificação .....	5
	2.2 Utilização pretendida .....	5
	2.3 População-alvo de pacientes .....	5
	2.4 Utilizador pretendido .....	5
	2.5 Ambiente de utilização .....	5
	2.6 Condições médicaspretendidas .....	5
	2.7 Contraindicações para o paciente e efeitos secundários ...	5
	2.8 Em caso de acidente .....	5
<b>3</b>	<b>Segurança do utilizador e do paciente: Advertências e precauções de utilização</b> .....	<b>6</b>
	3.1 Instalação .....	7
<b>4</b>	<b>Descrição</b> .....	<b>8</b>
	4.1 Visão global .....	8
	4.2 Montagem e preparação ...	9
	4.3 Dados técnicos .....	10
	4.4 Classificação .....	10
	4.5 Desempenhos .....	10
	4.6 Condições de funcionamento .....	10
<b>5</b>	<b>Manutenção e reparação</b> ...	<b>11</b>
	5.1 Manutenção - Informações gerais .....	11
	5.1.1 Produtos de manutenção adequados .....	11
	5.2 Limpeza .....	12
	5.3 Desinfecção .....	13
	5.4 Esterilização .....	13
	5.4.1 Procedimento .....	14
	5.5 Lubrificação .....	14
	5.6 Embalagem e armazenamento .....	15
	5.7 Reparação .....	15
<b>6</b>	<b>Transporte e descarte</b> .....	<b>16</b>
	6.1 Transporte .....	16
	6.2 Descarte .....	16
<b>7</b>	<b>Informações gerais</b> .....	<b>17</b>
	7.1 Termos de garantia .....	17
	7.2 Referências .....	17

## 1 Símbolos

### 1.1 Descrição dos símbolos utilizados

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
	Fabricante.		Número do catálogo.
	Marcação CE com o número da entidade notificada.		Número de série.
	ADVERTÊNCIA: perigo que pode resultar em ferimentos graves ou danos no dispositivo se as instruções de segurança não forem devidamente seguidas.		Dispositivo médico.
	ATENÇÃO: perigo que pode resultar em ferimentos leves ou moderados ou danos no dispositivo se as instruções de segurança não forem devidamente seguidas.		Representante CE autorizado na Comunidade Europeia.
	Usar luvas de proteção.		Lâmpada; luz, iluminação.
	Segurança elétrica. Parte aplicada tipo B.		Esterilizável num esterilizador a vapor (autoclave) à temperatura especificada.
	Advertência: em conformidade com as leis federais (EUA), este dispositivo apenas está disponível para venda mediante recomendação de um profissional de saúde acreditado.		Consulte as instruções de utilização ou consulte as instruções de utilização eletrónica.
	Código de matriz de dados para informações do produto incluindo UDI (identificação única do dispositivo).		Limite de temperatura.
	Limitação de humidade.		Limitação de pressão atmosférica.
	Manter afastado da chuva.		Símbolo geral para recuperação/reciclável.
	Materiais elétricos e eletrónicos recicláveis.		

## 2 Identificação e Utilização pretendida

### 2.1 Identificação

Dispositivo médico fabricado por Bien-Air Dental SA.

#### Tipo:

Micromotor elétrico esterilizável, sem escovas, com pulverizador interno e luz LED para a referência 1600751-001.

#### Descrição:

Bien-Air Dental os micromotores foram concebidos para transformar a eletricidade em rotação mecânica para acionar peças manuais retas e contra-ângulos dentários.

### 2.2 Utilização pretendida

Produto destinado a ser utilizado em medicina dentária geral, incluindo tratamentos de restaurações dentárias, profilaxia dentária e ortodontia.

### 2.3 População-alvo de pacientes

A população de pacientes a que se destina o dispositivo inclui qualquer pessoa que visite um consultório dentário para receber tratamento, de acordo com a condição médica pretendida. Não existem quaisquer restrições relativas à idade, raça ou cultura da pessoa em questão. O utilizador pretendido é responsável por selecionar o dispositivo adequado para o paciente de acordo com a aplicação clínica específica.

### 2.4 Utilizador pretendido

Este produto destina-se a uma utilização exclusivamente profissional. Utilizado por dentistas e profissionais da medicina dentária.

### 2.5 Ambiente de utilização

Ambiente de um estabelecimento de saúde profissional.

### 2.6 Condições médicas pretendidas

Medicina dentária geral que inclui medicina dentária reconstrutora, profilaxia dentária, ortodontia e aborda a manutenção ou restabelecimento da saúde dentária.

### 2.7 Contraindicações para o paciente e efeitos secundários

Não existem contraindicações, efeitos secundários ou advertências específicas para o dispositivo quando este é utilizado como previsto.

### 2.8 Em caso de acidente

Em caso de acidente, o dispositivo não pode ser utilizado até à conclusão das reparações por um técnico qualificado e com formação adequada num centro autorizado pelo fabricante.

Em caso de acidentes graves relacionados com o dispositivo, informe uma autoridade competente no seu país, bem como o fabricante através do seu distribuidor regional. Respeite os regulamentos nacionais relevantes para procedimentos detalhados.

#### ADVERTÊNCIA

É interdita qualquer utilização deste dispositivo para fins diferentes dos previstos, para além de poder revelar-se perigosa.

# 3 Segurança do utilizador e do paciente: Advertências e precauções de utilização

## ADVERTÊNCIA

O dispositivo tem de ser utilizado por profissionais dentários qualificados, de acordo com as disposições legais em vigor relativas à segurança e saúde no trabalho, com as medidas de prevenção de acidentes e com as presentes instruções de utilização. Em conformidade com estes requisitos, os operadores:

- Apenas devem utilizar dispositivos que estejam em perfeito estado de funcionamento; em caso de funcionamento irregular, falha do líquido de refrigeração, vibração excessiva, aquecimento anormal, ruído involuntário ou outros sinais que possam indicar uma avaria do dispositivo, o trabalho deve ser parado imediatamente; neste caso, contacte um centro de reparação aprovado pela Bien-Air Dental SA e solicite a realização de trabalhos de reparação ao pessoal de manutenção.
- Devem assegurar que o dispositivo é utilizado apenas para a finalidade preconizada, que se protegem a si próprios, bem como os seus pacientes e terceiros, contra qualquer perigo.
- É rigorosamente proibida qualquer modificação do dispositivo médico.

## Segurança elétrica:

### ADVERTÊNCIA

A segurança elétrica apenas pode ser garantida quando o dispositivo for utilizado com motores de acionamento e tubos compatíveis com a Bien-Air Dental.

- Consulte sempre as instruções de utilização da unidade dentária ou da consola para confirmar a compatibilidade com o dispositivo e a conformidade com a segurança elétrica.
- Quando utilizado com dispositivos médicos dentários Bien-Air, o dispositivo está em

conformidade com a norma IEC 60601-1, ao qual se aplicam os seguintes requisitos:

- Proteção contra choques elétricos
- Entrada de líquidos
- Proteção contra temperaturas excessivas e outros riscos para a segurança

## Compatibilidade eletromagnética:

### ADVERTÊNCIA

- A compatibilidade eletromagnética apenas pode ser garantida quando o dispositivo for utilizado com motores de acionamento e tubos compatíveis com a Bien-Air Dental.
- Consulte sempre as instruções de utilização da unidade dentária ou da consola para confirmar a compatibilidade com o dispositivo e a conformidade eletromagnética.
- Dado que a conformidade com a norma internacional IEC 60601-1-2 não garante imunidade contra 5G a nível mundial (devido às diferentes faixas de frequência utilizadas localmente), evite a presença de dispositivos equipados com redes celulares de banda larga 5G no ambiente clínico ou assegure-se de que a funcionalidade de rede destes dispositivos é desativada durante o procedimento clínico.
- Podem ocorrer interferências magnéticas provenientes de outros dispositivos eletromédicos; consulte as instruções de utilização da unidade dentária ou da consola para obter informações sobre as especificações de CEM.

## Para prevenir qualquer risco de exposição, atente às advertências abaixo:

### ADVERTÊNCIA

De acordo com o Anexo G da IEC 60601-1:2005 + A1 2012, os dispositivos eletrificados (motores, unidades de controlo, acopladores e acessórios) só podem ser utilizados com segurança num ambiente médico em que sejam administradas ao doente misturas de substâncias anestésicas potencialmente explosivas ou inflamáveis se:

- A distância entre o motor e o circuito respiratório anestésico for superior a 25 cm.
- O motor não for utilizado em simultâneo com

a administração de substâncias anestésicas ao doente.

### **Para prevenir qualquer risco de infeção, atente às advertências abaixo:**

#### **⚠️ ADVERTÊNCIA**

- O dispositivo é fornecido num estado não esterilizado. Para evitar infeções, respeite o procedimento de limpeza, desinfecção, esterilização e manutenção descrito nas secções 5.
- O pessoal médico que utiliza ou efetua a manutenção de dispositivos médicos contaminados ou potencialmente contaminados tem de cumprir as precauções universais, em particular a utilização de equipamento de proteção individual (luvas, óculos, etc.). Os instrumentos pontiagudos ou cortantes devem ser manipulados com prudência acrescida.
- Coloque o dispositivo num apoio higienizável.

### **Para prevenir qualquer risco de sobreaquecimento do motor, atente às precauções abaixo:**

#### **⚠️ ATENÇÃO**

- O motor tem de ser ligado ao sistema de arrefecimento de ar da unidade dentária para evitar o sobreaquecimento e/ou a autolimitação da velocidade através do controlo de segurança da placa eletrónica.
- Certifique-se sempre de que o tubo do micromotor não está dobrado e que tanto o tubo como o motor estão em boas condições.

### **Para prevenir qualquer risco de lesão e/ou danos materiais, atente às precauções abaixo:**

#### **⚠️ ATENÇÃO**

- Em caso de vibrações excessivas, aquecimento anormal, ruídos estranhos ou outros indícios que levem a supor um funcionamento incorreto do dispositivo, o trabalho deve ser imediatamente interrompido. Neste caso, contacte um centro de reparação autorizado pela Bien-Air Dental SA.
- Nunca ligue um instrumento a um

micromotor em funcionamento.

- Não pulverize qualquer lubrificante ou solução de limpeza no motor.
- Nunca enxague o dispositivo para arrefecê-lo.
- É essencial utilizar ar comprimido seco e purificado na unidade dentária para garantir a longa vida útil do dispositivo. Mantenha a qualidade do ar e da água através da manutenção regular do compressor e dos sistemas de filtragem. A utilização de água dura não filtrada irá provocar o entupimento precoce dos tubos e conectores.

## **3.1 Instalação**

#### **⚠️ ADVERTÊNCIA**

O micromotor apenas pode ser utilizado com dispositivos eletrónicos Bien-Air Dental ou compatíveis. Para cumprir os requisitos de segurança da norma IEC 60601-1, apenas deve ser utilizada uma fonte de alimentação para dispositivos médicos com dois MOPP.



FIG. 1

## 4 Descrição

### 4.1 Visão global

FIG. 1

- (1) Nariz do motor
- (2) Corpo do motor
- (3) Ligação tubo/motor

**Nota :** As especificações técnicas, ilustrações e dimensões constantes das presentes instruções são fornecidas a título meramente indicativo. Estas não podem servir de fundamento para qualquer reclamação.

*O idioma original das presentes instruções de utilização é o inglês.*

*Para qualquer informação adicional, contacte a Bien-Air Dental SA através do endereço indicado na contracapa.*




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4



FIG. 5

## 4.2 Montagem e preparação

1. Verifique se a parte traseira do motor e o conector do tubo estão limpos e secos.
2. Ligue o motor ao tubo próprio (com o conector tipo MCX) como indicado na FIG. 2.
3. Rode-o até encontrar a posição exata e empurre-o para dentro do motor.
4. Segurando o motor, aparafuse por completo a manga do tubo flexível à ligação traseira do motor FIG. 3.
5. Coloque o medidor de fluxo no acessório da extremidade e, em seguida, ative o ar de arrefecimento e medir o fluxo de ar. O valor é medido no meio da esfera do medidor de fluxo, de acordo com a norma JIS B7551. FIG. 5.
6. Se o fluxo de ar de arrefecimento não estiver no intervalo de 10 normlitos/min (+/-10%), ajuste a pressão do ar para atingir este nível.

### Substituição manual dos vedantes (não requer ferramentas) FIG. 4

- Não lubrifique o O-ring.
- Utilize apenas O-rings próprios.
- Verifique que os O-rings não estão partidos nem riscados depois de os montar.

## 4.3 Dados técnicos

Dados técnicos	
Fluxo de ar recomendado (medido na extremidade do motor)	10 NU/min (+/-10%)
Intervalo de pressão de ar	2,5 - 5 bar
Acoplamento	Nariz em conformidade com a norma ISO 3964*
Tempos de funcionamento	Sem limitações para o utilizador. Os tempos de funcionamento são impostos eletronicamente pelas placas de controlo Bien-Air, como uma função do binário aplicado.
Intervalo de velocidade de rotação	100 — 40 000 rpm
Direção de rotação	Sentido dos ponteiros do relógio e sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
Intensidade luminosa	LED, variável de 20 klux a 24 klux**

\*Compatível com peças manuais com dimensões "curta", "média" e "longa".

\*\*Medido em combinação com REF1601138-001 CA 1:5L NOVA MS

## 4.4 Classificação

Classe IIa, em conformidade com o Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745.  
Dispositivo de classe II tipo B em conformidade com a norma IEC 60601-1.

## 4.5 Desempenhos

Desempenhos	
Dar velocidade e binário de acordo com a predefinição	Controlado eletronicamente
Precisão do valor da velocidade	+/- 5%

## 4.6 Condições de funcionamento

Condições de funcionamento	
	Intervalo de temperaturas: +10 °C - +35 °C (+50 °F - +95 °F)
	Intervalo de humidade relativa: 30% - 80%
	Intervalo de pressão de ar: 700 hPa - 1060 hPa



FIG. 6

## 5 Manutenção e reparação

### 5.1 Manutenção - Informações gerais

Limpe e esterilize o dispositivo antes da primeira utilização.

Num prazo máximo de 30 minutos após cada tratamento, limpe o motor. Este procedimento elimina quaisquer resíduos de sangue ou saliva.

#### ADVERTÊNCIA

Siga as diretivas, normas e diretrizes para recomendações de limpeza e esterilização em vigor no seu país.

#### ATENÇÃO

Não pulverize nenhum lubrificante ou solução de limpeza no motor. [FIG. 6.](#)

#### 5.1.1 Produtos de manutenção adequados

Utilize exclusivamente produtos de manutenção e peças de origem da Bien-Air Dental SA ou recomendados pela Bien-Air Dental SA. A utilização de outros produtos ou peças pode provocar anomalias de funcionamento e/ou a anulação da garantia.

- Spraynet®
- Detergente alcalino ou detergente desinfetante (pH 8-11) recomendado para a limpeza/desinfecção de instrumentos dentários ou cirúrgicos. Também são permitidos produtos desinfetantes compostos por cloro de didicildimetilamônio, carbonato de amônio quaternário ou produto enzimático neutro. (p. ex., neodisher® MediClean) também são permitidos.




FIG. 7

## 5.2 Limpeza

### ⚠ ATENÇÃO

- Não mergulhe em líquido fisiológico (NaCl) nem utilize soluções salinas para manter o dispositivo húmido até ser limpo.
- Durante a limpeza, não submergir.
- Não utilize numa máquina de lavar-de-sinfetar nem num dispositivo de limpeza por ultrassons.
- Não pulverize nenhuma solução de limpeza no interior do motor.
- Os contactos do motor devem estar sempre limpos.

É necessário limpar a superfície exterior do motor para remover as impurezas, tal como se segue

#### FIG. 7:

- Segure no motor pela peça de engate (nariz) e coloque-o sob água da rede local a 15 °C-38 °C (59 °F-100 °F), desde que a mesma tenha um pH entre 6,5 e 8,5 e um teor de cloro inferior a 100 mg/l. Se a água da rede local não cumprir estes requisitos, utilize água desmineralizada (desionizada).
- Com o auxílio de uma escova flexível e macia, limpe a superfície exterior do motor com os produtos de limpeza recomendados.
- Evite a entrada de água no motor, quer através do nariz, quer através do conector do tubo flexível.
- Seque as superfícies externas do motor com um tecido de baixo pelo humedecido com Spraynet®.

## 5.3 Desinfecção

Esfregue com cuidado as superfícies exteriores do motor, durante cerca de um minuto, com uma escova flexível e macia impregnada com um detergente ou solução desinfetante **FIG. 7**.

### É necessário enxaguar o motor conforme se segue **FIG. 6**

- Segure no motor pela peça de engate (nariz) e coloque-o sob água da rede local a uma temperatura entre 15 °C e 38 °C (59 °F e 100 °F), tal como indicado no diagrama, desde que a água da rede local tenha um pH entre 6,5 e 8,5 e um teor de cloro inferior a 100 mg/l. Se a água da rede local não cumprir estes requisitos, utilize água desmineralizada (desionizada).
- Evite a entrada de água no motor, quer através do nariz, quer através do conector do tubo flexível.
- Seque o motor com uma compressa não tecida.

## 5.4 Esterilização

### ATENÇÃO

- A qualidade da esterilização depende muito do estado de limpeza do dispositivo. Esterilizar apenas dispositivos perfeitamente limpos.
- Para melhorar a eficácia da esterilização, certifique-se de que o motor está totalmente seco.
- Não utilize outro procedimento de esterilização que não o abaixo indicado.
- Utilize apenas ciclos de remoção de ar dinâmicos: ciclos de pré-vácuo ou esterilização através de vapor sob pressão (SFPP).
- Se as diretivas nacionais exigirem a esterilização do dispositivo, utilize apenas esterilizadores dinâmicos: não utilize um esterilizador a vapor com um sistema de deslocamento por gravidade. Tal como acontece com todos os instrumentos, após cada ciclo de esterilização, incluindo secagem, remova o dispositivo para evitar uma exposição excessiva ao calor, pois tal pode provocar corrosão.

## 5.4.1 Procedimento

1. Coloque o dispositivo numa embalagem homologada para a esterilização por vapor.
2. Esterilize utilizando vapor, seguindo o ciclo de remoção de ar dinâmico (ANSI/AAMI ST79, Secção 2.19), ou seja, remoção de ar através de evacuação forçada (ISO 17665-1, ISO/TS 17665-2) a 135 °C (275 °F), durante 3 minutos ou a 132 °C (269,6 °F) durante 4 minutos. Em jurisdições onde a esterilização por priões seja obrigatória, esterilize a 135 °C (275 °F) durante 18 minutos.

O instrumento suporta mais de 1000 esterilizações.

### Os parâmetros recomendados para o ciclo de esterilização são:

- A temperatura máxima na câmara da autoclave não excede os 137 °C (278,6 °F), ou seja, a temperatura nominal da autoclave está definida para 134 °C, (273,2 °F), 135 °C (275 °F) ou 135,5 °C (275 °F), tendo em conta a incerteza do esterilizador no que diz respeito à temperatura.
- A duração máxima do intervalo à temperatura máxima de 137 °C (278,6 °F) está em conformidade com os requisitos nacionais relativos a esterilização por calor húmido e não excede 30 minutos.
- A pressão absoluta na câmara do esterilizador encontra-se no intervalo entre 0,07 bar e 3,17 bar (1 psia a 46 psia).
- A taxa de alteração da temperatura não excede 15 °C/min (59 °F/min), para aumento da temperatura, e -35 °C/min (-31 °F/min), para diminuição da temperatura.
- A taxa de alteração da pressão não excede 0,45 bar/min (6,6 psia/min), para aumento da pressão, e -1,7 bar/min (-25 psia/min), para diminuição da pressão.
- Não foram adicionados quaisquer reagentes químicos ou físicos ao vapor de água.

## 5.5 Lubrificação



### ATENÇÃO

Não pulverize qualquer lubrificante ou solução de limpeza lubrificante no interior do motor [FIG. 8](#).

## 5.6 Embalagem e armazenamento

### Condições de armazenamento

	Intervalo de temperaturas:	0 °C - +40 °C (+32 °F - +104 °F)
	Intervalo de humidade relativa:	10% - 80%
	Intervalo de pressão de ar:	650 hPa - 1060 hPa
	Manter afastado da chuva	

O dispositivo deve ser guardado dentro da bolsa de esterilização num local seco e livre de poeiras. A temperatura não pode exceder os 55 °C (131 °F). Se o dispositivo não for utilizado durante 7 dias ou mais após a esterilização, retire o dispositivo da bolsa de esterilização e guarde-o na embalagem original. Se o dispositivo não for guardado numa bolsa de esterilização ou se a bolsa já não estiver esterilizada, limpe, seque e esterilize o dispositivo antes de utilizar o mesmo.

#### ATENÇÃO

Se o dispositivo médico tiver sido guardado refrigerado, deixe-o arrefecer à temperatura ambiente antes da respetiva utilização.

#### ATENÇÃO

Respeite a data de validade da bolsa de esterilização, que depende das condições de conservação e do tipo de embalagem.

## 5.7 Reparação

A Bien-Air Dental SA recomenda que o utilizador verifique ou faça a manutenção dos seus dispositivos dinâmicos após 5000 ciclos ou 5 anos.

#### ATENÇÃO

Nunca desmonte o dispositivo. Para quaisquer modificações ou reparações, contacte o seu fornecedor habitual ou o centro de assistência da Bien-Air Dental.

# 6 Transporte e descarte

## 6.1 Transporte

### Condições de transporte



Intervalo de temperaturas:

-20 °C - +50 °C (-4 °F - +122 °F)



Intervalo de humidade relativa:

5% - 80%



Intervalo de pressão de ar:

650 hPa - 1060 hPa



Manter afastado da chuva

## 6.2 Descarte



O descarte e/ou reciclagem de materiais têm de ser efetuadas de acordo com a legislação em vigor.



O dispositivo tem de ser reciclado. Os equipamentos elétricos e eletrónicos podem conter substâncias perigosas para a saúde e para o ambiente. O utilizador tem de devolver o dispositivo ao seu revendedor ou contactar diretamente uma entidade autorizada para tratamento e recuperação deste tipo de equipamentos (Diretiva Europeia 2012/19/UE).

# 7 Informações gerais

## 7.1 Termos de garantia

Bien-Air Dental SA confere ao utilizador uma garantia contra qualquer defeito funcional, material ou de produção.

A duração da garantia é de:

- 36 meses a partir da data de faturação.

Em caso de reclamação justificada, a Bien-Air Dental, ou o respetivo representante autorizado, assumirá as obrigações da empresa ao abrigo desta garantia, reparando ou substituindo o produto gratuitamente.

Quaisquer outras reclamações, independentemente da sua natureza, nomeadamente as reclamações de danos ou lesões e as consequências que resultem de:

- Desgaste excessivo
- Uso inadequado ou esporádico
- Não observância das instruções de utilização, montagem e manutenção
- Danos provocados por influências químicas, elétricas ou eletrolíticas invulgares
- Ligações incorretas de ar, água ou eletricidade

### ATENÇÃO

A garantia considera-se nula ou inválida se os danos e respetivas consequências resultarem de intervenções incorretas ou de modificações do produto efetuadas por terceiros não autorizados pela Bien-Air Dental SA. Os pedidos de garantia apenas serão considerados se o produto estiver acompanhado por uma cópia da fatura ou da nota de entrega. As seguintes informações devem estar claramente indicadas: data de compra, referência do produto e número de série.

## 7.2 Referências

REF	Legenda
1600680-001	MC3 LED micromotor with internal spray and light with LED
1600077-001	MC3 LK micromotor with internal spray and light with bulb
1600071-001	MC3 IR micromotor with internal spray, without light
1600097-001	HOSE 4VLM11 GREY
1600102-001	HOSE 4VLM GREY
1600397-001	HOSE 4VR400 GREY
1300967-010	O-ring 8.1x0.73
1300148-001	SLEEVE Compatible with MOT MC3 LK & MOT MC3 IR COVER MC3 LK LED
1304416-001	SLEEVE Compatible with MOT MC3 (LED)
1500007-005	Pack of 5 bulbs, for micromotors
1600307-001	Flowmeter, for micromotors
1600036-006	Spraynet®, cleaning spray 500 ml, box of 6 cans



**Bien-Air Dental SA**

Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland

Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91

[dental@bienair.com](mailto:dental@bienair.com)

Other addresses available at

[www.bienair.com](http://www.bienair.com)

**EC REP** Bien-Air Europe Sàrl

19-21 rue du 8 mai 1945

94110 Arcueil

France