

МИКРОМОТОРИ

MX-i

MX-i LED 3-ТО ПОКОЛЕНИЕ

MX-i LED

ENG Инструкции за употреба

Други езици са достъпни на <https://dental.bienair.com/ifu>



CE
0123

RxOnly

2100245-0010/2024.01

Съдържание на опаковката (REF)



MOT MX-i
REF 1600825-001



MOT MX-I LED 3RD GEN
REF 1601008-001



MOT MX-i LED
REF 1600755-001

Допълнителни аксесоари (REF)



Кабел MX-i LED
REF 1601069-001
(3A MX-i и MX-i LED)



КАБЕЛІ МХ LED 3M REF
1600881-001 (3A MX-i и MX-i
LED)



КАБЕЛІ МХ-I LED 3RD GEN
REF 1601009-001
(Само за MX-I LED 3rd Gen)



10x

О-пръстен 8.1x0.73
REF 1300967-010
(За всички микромотори MX-i)
























MAINT SPRAYNET (КУТИЯ С 6 КУТИИ)
REF 1600036-006

Таблица на съдържанието

1	Символи.....	4
1.1	Описание на използваните символи	4
2	Идентификация и предназначение.....	5
2.1	Идентификация.....	5
2.2	Предвидена употреба	5
2.3	Предвидена популация пациенти.....	5
2.4	Потребител по предназначение.....	5
2.5	Използване на средата.....	5
2.6	Предвидени медицински условия	6
2.7	Противопоказания и странични ефекти за пациентите	6
2.8	В случай на злополука	6
3	Безопасност на потребителите и пациентите: Предупреждения и предпазни мерки при употреба	7
3.1	Инсталиране	8
4	Описание	9
4.1	Общ преглед	9
4.2	Монтаж и подготовка	9
4.3	Технически данни	10
4.4	Класификация	10
4.5	Изпълнения	10
4.6	Работни условия	10
5	Поддръжка и сервизно обслужване	11
5.1	Поддръжка - обща информация	11
5.2	Почистване и дезинфекция	12
5.3	Стерилизация	13
5.4	Опаковане и съхранение	14
5.5	Обслужване	15
6	Транспорт и изхвърляне.....	15
6.1	Транспорт	15
6.2	Изхвърляне.....	15
7	Обща информация.....	16
7.1	Условия на гаранцията	16
7.2	Съвместимост на кабелите	16
7.3	Препратки.....	16

1 Символи

1.1 Описание на използваните символи

Символ	Описание	Символ	Описание
	Маркировка CE с номера на нотифицирания орган.		Производител.
	Медицинско изделие.		Консултирайте се с инструкциите за употреба или с електронните инструкции за употреба
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! опасност, която може да доведе до сериозни наранявания или повреда на устройството, ако инструкциите за безопасност не се спазват правилно.		ВНИМАНИЕ! опасност, която може да доведе до леки или средни наранявания или повреда на устройството, ако не се спазват правилно инструкциите за безопасност.
	Температурна граница.		Ограничение на влажността.
	Ограничение на атмосферното налягане.		Пазете от дъжд.
	Носете защитни ръкавици.		Сериен номер.
	Data Matrix код за информация за продукта, включително UDI (Unique Device Identification).		Каталожен номер.
	Лампа, осветление, осветяване.		Електрически и електронни материали, подлежащи на рециклиране
Rx Only	Предупреждение: в съответствие с федералното законодателство (САЩ) това устройство се продава само по препоръка на акредитиран лекар.		Общ символ за възстановяване/рециклиране.
	Може да се стерилизира в парен стерилизатор (автоклав) при определената температура.		Електрическа сигурност. Приложна част тип В.
	Упълномощен представител на ЕО в Европейската общност.		Може да се дезинфекцира в термомивка.

2 Идентификация и предназначение

2.1 Идентификация

Медицинско изделие, произведено от Bien-Air Dental SA.

Тип

Микроmotor MX-i LED

Безчеткови, самостоятелно вентилirани, напълно стерилни двигатели, които могат да се перат в пералня.

Микроmotor MX-i

Безчетков, самопроветриващ се, без светлина, напълно стерилизирани двигатели, възможност за машинно пране.

MX-I LED 3rd Gen

Безчеткови, невентилirани, със светлина, напълно стерилизирани двигатели, които могат да се перат в машина.

Тези двигатели се захранват чрез свързване към електрониката на зъболекарския кабинет/стол или конзола. Няма функции за пръскане.

Описание

Денталните микроmotори на Bien-Air са проектирани да трансформират електричеството в механично въртене за задвижване на зъболекарски и хирургически наконечници и контрагълници.

2.2 Предвидена употреба

MX-I LED 3rd Gen

Устройството е предназначено за използване в имплантологията.

Микроmotor MX-i и MX-i LED

Продуктът е предназначен за употреба в имплантологията, пародонтологията и оралната хирургия.

2.3 Предвидена група пациенти

Предназначението на изделието за пациенти включва всяко лице, което посещава кабинет на стоматолог, за да получи лечение в съответствие с предвиденото медицинско състояние. Няма ограничения по отношение на възрастта, расата или културата на субекта. Потребителят по предназначение е отговорен за избора на подходящото устройство за пациента в съответствие със специфичното клинично приложение.

2.4 Потребител по предназначение

Продуктът е предназначен само за професионална употреба. Използва се от зъболекари, стоматолози и орални хирурзи.

2.5 Използване на средата

Професионална среда в здравно заведение.

2.6 Предвидени медицински условия

- Зъбната имплантология е лечение за заместване на един или повече липсващи зъби.
- Лечението в оралната хирургия включва екстракция на имплантирани зъби, екстракция на зъби на мъдростта, екстракция на неподлежащи на лечение кариеси, водена и неводена костна регенерация, апикоектомия, остеотомия, секвестректомия и хемисекция.
- Основните лечения в пародонтологията включват гингивит и пародонтит.

2.7 Противопоказания и странични ефекти за пациентите

Не съществуват специфични противопоказания, странични ефекти или предупреждения за пациента, когато изделието се използва по предназначение.

2.8 В случай на злополука

Ако възникне инцидент, устройството не трябва да се използва, докато не бъде извършен ремонт от квалифициран, оторизиран и обучен техник в сервизен център. Ако възникне сериозен инцидент, свързан с устройството, докладвайте за него на компетентния орган във вашата страна, както и на производителя чрез вашия регионален дистрибутор. Спазвайте съответните национални разпоредби за подробни процедури.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всяка употреба, различна от тази, за която е предназначен този продукт, е неразрешена и може да бъде опасна.

3 Безопасност на потребителите и пациентите: Предупреждения и предпазни мерки при употреба

Това медицинско изделие трябва да се използва от професионалисти в съответствие с действащите законови разпоредби относно безопасността на труда, здравето и мерките за предотвратяване на злополуки, както и с тези инструкции за употреба.

В съответствие с тези разпоредби потребителят е отговорен да гарантира, че използва само устройства, които са в отлично техническо състояние.

Електрическа безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Електрическа безопасност може да се твърди само когато устройството се използва със съвместими с Bien-Air Dental задвижващи двигатели и маркучи.

- Винаги се запознавайте с инструкциите за употреба на стоматологичната конзола, за да потвърдите съвместимостта с устройството и съответствието с изискванията за електрическа безопасност.
- Когато се използва с дентални медицински апарати Bien-Air, устройството е в съответствие със стандарт IEC 60601-1, за който се прилагат следните изисквания:
 - Защита от електрически удар
 - Проникване на течности
 - Защита от прекомерни температури и други опасности за безопасността.

Електромагнитна съвместимост

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Електромагнитна съвместимост може да се претендира само когато устройството се използва със съвместими с Bien-Air Dental конзоли, задвижващи двигатели и кабели.

- Винаги се запознавайте с инструкциите за употреба на стоматологичната конзола, за да потвърдите съвместимостта с устройството и електромагнитното съответствие.
- Тъй като съответствието с международния стандарт IEC 60601-1-2 не гарантира имунитет срещу 5G в световен мащаб (поради различните честотни ленти, използвани на местно ниво), избягвайте присъствието на устройства, оборудвани с широколентови клетъчни мрежи 5G, в клиничната среда или се уверете, че мрежовата функционалност на тези устройства е изключена по време на клиничната процедура.
- Магнитни смущения могат да възникнат от други електромедицински устройства, вижте инструкциите за употреба на стоматологичния модул или конзолата за спецификациите за ЕМС.

За да се предотврати риск от експлозия, трябва да се спазват следните предупреждения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Съгласно IEC 60601-1:2005+A12012/ПриложениеG електрифицираните устройства (двигатели, управляващи блокове, съединители и приспособления) могат да се

използват безопасно в медицинска среда, в която на пациента се доставят потенциално експлозивни или запалими смеси от анестетични вещества, само ако:

- Разстоянието между мотора и анестезиологичната дихателна верига е по-голямо от 25 cm.
- Моторът не се използва едновременно с прилагането на анестетичните вещества на пациента.

За да се предотврати риск от прегряване, трябва да се спазват следните предупреждения:

ВНИМАНИЕ

- МХ-І 3rd GEN не е самостоятелно вентилиран. Не го използвайте за приложения извън предназначението му.

За да се предотврати всякакъв риск от инфекция, трябва да се спазват следните предупреждения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Устройството не се доставя стерилно. За да избегнете инфекции, спазвайте процедурата за почистване, дезинфекция, стерилизация и цялостна поддръжка, описана в раздел 5.
- Медицинският персонал, който използва или извършва поддръжка на медицински изделия, които са замърсени или потенциално замърсени, трябва да спазва универсалните предпазни мерки, по-специално носенето на лични предпазни средства (ръкавици, очила и др.). С острите и заострени инструменти трябва да се работи много внимателно.
- Поставете устройството върху почистваща се подложка.

За да се предотврати риск от нараняване и/или материални щети, трябва да се спазват следните предупреждения:

ВНИМАНИЕ

- В случай на прекомерни вибрации, необичайно нагряване, необичаен шум или други признаци, които предполагат, че устройството не функционира правилно, работата трябва да се преустанови незабавно. В този случай се обърнете към ремонтен център, одобрен от Bien-Air Dental SA.
- Никога не свързвайте инструмент към работещ микромотор.
- Не впръсквайте в двигателя смазочни материали или почистващи разтвори.
- Никога не изплаквайте устройството, за да го охладите.

Забележка: Техническите спецификации, илюстрациите и размерите, съдържащи се в тези инструкции, са дадени само като ориентир. Те не могат да дават основание за претенции.

Оригиналният език на тези инструкции за употреба е английски.

За всякаква допълнителна информация се свържете с Bien-Air Dental SA на адреса, посочен на задната корица.

3.1 Инсталиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Микромоторът може да се използва само с електронни устройства Bien-Air Dental или съвместими с тях. За да се спазва изискването за безопасност по IEC 60601-1, трябва да се използва само захранване за медицински апарати с два МОРР.




ФИГУРА 1

4 Описание


4.1 Общ преглед

ФИГУРА 1


- 1) Нос на двигателя
- 2) Корпус на двигателя
- 3) Свързване на кабел/мотор




ФИГУРА 2



ФИГУРА 3



ФИГУРА 4



ФИГУРА 5

4.2 Монтаж и подготовка

1. Двигателите MOT MX-i REF 1600825-001 и MOT MX-i LED REF 1600755-001 се комплектоват със захранващ кабел REF 1601069-001 и REF 1600881-001. **ФИГ. 2.**
2. Двигателят MOT MX-I LED 3RD GEN REF 1601008-001 се сглобява със захранващия кабел REF 1601009-001, както е описано на **Фиг. 2.** Проверете дали задната част на двигателя и кабелният конектор са чисти и сухи.
3. Поставете двигателя и неговия кабел, както е показано на **ФИГ 2** (локаторът трябва да е пред отвора). Завъртете го, за да намерите точната позиция, и вкарайте двигателя **Фиг. 3**
4. Като държите двигателя напълно, завийте кабелната втулка към задната връзка на двигателя **Фиг. 4.**

Ръчна смяна на уплътненията (без необходимост от инструмент) **Фиг. 5**

- Не смазвайте О-пръстена
- Използвайте само патентовани О-пръстени
- Проверете дали о-пръстените не са счупени или надраскани след монтажа им.

4.3 Технически данни

Технически данни	
Съединител	Нос в съответствие с ISO 3964*.
Работно време	Няма ограничения за потребителя. Времето за работа се определя електронно от контролните табла на Vien-Air като функция на приложения въртящ момент.
Обхват на скоростта на въртене	100-40'000 об/мин
Посока на въртене	По посока на часовниковата стрелка и обратно на нея.
Интензитет на светлината	LED, 14 klux**
Максимален въртящ момент	800 mNm***

*Съвместим с наконечници с размери "къс", "среден" и "дълъг".

**измерено в комбинация с REF 1600632-001 CA 20:1

***Наличен въртящ момент на инструмента, когато двигателят се използва в имплантологията с CA 20:1.

4.4 Класификация




Клас IIa в съответствие с Европейския медицински регламент (ЕС) 2017/745.


Устройство от клас II тип B в съответствие със стандарта IEC 60601-1.

4.5 Изпълнения

Изпълнения	
Задайте предварително зададените скорости и въртящ момент	Електронно управление
Точност на стойността на скоростта	+/- 5%

4.6 Работни условия

Работни условия	
 Температурен диапазон:	+10°C - +35°C
 Диапазон на относителната влажност:	30% - 80%
 Диапазон на въздушното налягане:	700 hPa - 1060 hPa



ФИГУРА 6

5 Поддръжка и сервизно обслужване

5.1 Поддръжка - Обща информация

Почистете, дезинфекцирайте, подсушете и стерилизирайте устройството преди първата му употреба.

В рамките на не повече от 30 минути след всяко третиране почистете двигателя. Спазването на тази процедура премахва всякакви остатъци от кръв или слюнка.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следвайте националните директиви, стандарти и указания за препоръките за почистване и стерилизация.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не впръсквайте в двигателя смазочни материали или почистващи разтвори. [ФИГ. 6](#)

Подходящи продукти за поддръжка

Използвайте само оригинални продукти и части за поддръжка на Vien-Air Dental SA или такива, препоръчани от Vien-Air Dental SA. Използването на други продукти или части може да доведе до неизправности по време на работа и/или да отмени гаранцията.

- Spraynet®
- Алкален детергент или детергент-дезинфектант (pH 8-11), препоръчан за почистване и дезинфекция на стоматологични или хирургични инструменти. Дезинфекционни продукти, съставени от дидецилдиметиламониев хлорид, четвъртичен амониев карбонат или неутрален ензимен продукт. (напр. Neodisher® mediclean) също са допустими.



ФИГУРА 7

5.2 Почистване и дезинфекция

- Не потапяйте устройството във физиологична течност (NaCl), нито използвайте физиологичен разтвор, за да поддържате устройството влажно, докато бъде почистено.
- Не потапяйте в почистваща вана.
- Не почиствайте в ултразвукова машина.
- Не впръсквайте почистващ разтвор в двигателя.
- Винаги следете контактите на двигателя да са чисти.

Външната повърхност на двигателя трябва да бъде почистена, за да се отстранят замърсяванията, както следва Фиг. 7

1. Дръжте двигателя за носа под чешмяна вода с температура 15°C-38°C (59°F-100°F), при условие че местната чешмяна вода има рН в диапазона 6,5-8,5 и съдържание на хлориди под 100 mg/l. Ако местната чешмяна вода не отговаря на тези изисквания, използвайте вместо нея деминерализирана (дейонизирана) вода.
2. Почистете външната повърхност на двигателя с помощта на гладка гъвкава четка, като използвате препоръчаните почистващи препарати. (напр. алкален почистващ препарат или дезинфекциращ препарат с рН 8-11).
3. Не допускайте проникване на вода в двигателя нито през носа, нито през съединителя на маркуча.
4. Подсушете външната повърхност на двигателя с текстил с ниска влажност, напоен със Spraynet®.

Забележка: Автоматичното почистване-дезинфекция може да замени горните стъпки 2, ако автоматичният почистващ/дезинфекционен уред не осигурява ефективно сушене, следвайте горната стъпка 4.

Перална машина-дезинфектор

Извършвайте автоматично почистване и дезинфекция с помощта на одобрена миачно-дезинфекционна машина, която отговаря на стандарт ISO 15883-1.

Детергент и цикъл на пране

Използвайте алкален или детергент, препоръчан за почистване в миална машина-дезинфектор за стоматологични или хирургически инструменти (рН 8-11).

Препоръчителни спецификации за цикъла на термодезинфекция.

Фаза	Параметри
Предварително почистване	<45°C (113°F); ≥ 2 минути
Почистване	55°C-65°C (131°F-149°F); ≥ 5 минути
Неутрализация	≥ 2 минути
Изплакване	Вода от чешмата, ≤30°C (86°F), ≥ 2 минути студена вода
Термична дезинфекция	Деминерализирана вода, 90°C-95°C (194°F-203°F), 5-10 минути
Сушене	18-22 минути

⚠ ВНИМАНИЕ

Никога не изплаквайте устройствата, за да ги охладите.

⚠ ВНИМАНИЕ

Ако на мястото на миялната машина/термодезинфектора се използва автоматична миялна машина, спазвайте предишната програма за фазите на предварително почистване, почистване, неутрализиране и изплакване. Ако местната чешмяна вода е с рН извън диапазона 6,5-8,5 или ако съдържа повече от 100 mg/l хлориди (Cl-ion), не подсушавайте устройството в автоматичната миялна машина, а го подсушете ръчно с текстил с ниска влажност.

⚠ ВНИМАНИЕ

Ако автоматичният почистващ/дезинфекциращ препарат не осигурява ефективно изсушаване и/или ако след изсушаването остават следи от влага, подсушете външната повърхност на двигателя с текстил с ниска влажност, импрегниран със Spraynet®.

5.3 Стерилизация

⚠ ВНИМАНИЕ

- Качеството на стерилизацията зависи до голяма степен от чистотата на устройството. Само идеално чисти устройства могат да бъдат стерилизирани.
- За да подобрите ефективността на стерилизацията, уверете се, че двигателят е напълно сух.
- Не използвайте процедура за стерилизация, различна от описаната по-долу.
- Използвайте само цикли за динамично отстраняване на въздуха: предварително вакуумиране или импулсни цикли за промиване с пара (SFPP).
- Ако стерилизацията се изисква от националните директиви, използвайте само динамични стерилизатори: не използвайте парен стерилизатор със система за гравитационно изместване. Както при всички инструменти, след всеки цикъл на стерилизация, включително сушене, извадете устройството, за да избегнете прекомерното излагане на топлина, което може да доведе до корозия.

Процедура

1. Опаковайте устройството в опаковка, одобрена за стерилизация с пара.
2. Стерилизирайте с пара, като следвате цикъл на динамично отстраняване на въздуха (ANSI/AAMI ST79, раздел 2.19), т.е. отстраняване на въздуха чрез



принудителна евакуация (ISO 17665-1, ISO/TS 17665-2) при 135°C (275°F) за 3 минути или при 132°C (269,6°F) за 4 минути. В юрисдикции, където се изисква стерилизация за наличие на приони, стерилизирайте при 135°C (275°F) за 18 минути.

Устройството издържа повече от 1000 стерилизации.

Препоръчителните параметри за цикъла на стерилизация са:

- Максималната температура в камерата на автоклава не надвишава 137°C, т.е. номиналната температура на автоклава е зададена на 134°C, 135°C или 135,5°C, като се отчита неопределеността на стерилизатора по отношение на температурата.
- Максималната продължителност на интервала при максимална температура от 137°C е в съответствие с националните изисквания за стерилизация с влажна топлина и не надвишава 30 минути.
- Абсолютното налягане в камерата на стерилизатора е в интервала от 0,07 бара до 3,17 бара (1 псия до 46 псии).
- Скоростта на изменение на температурата не надвишава 15°C/min за повишаване на температурата и -35°C/min за понижаване на температурата.
- Скоростта на изменение на налягането не надвишава 0,45 bar/min (6,6 psia/min) за увеличаване на налягането и -1,7 bar/min (-25 psia/min) за намаляване на налягането.
- Към водната пара не се добавят химически или физични реагенти.

5.4 Опаковане и съхранение

Условия на съхранение		
	Температурен диапазон:	0°C - +40°C
	Диапазон на относителната влажност:	10% - 80%
	Диапазон на въздушното налягане:	650 hPa - 1060 hPa
	Пазете от дъжд.	

Устройството трябва да се съхранява в стерилизационната торбичка в суха и безпрашна среда. Температурата не трябва да превишава 55°C (131°F). Ако устройството няма да бъде използвано в продължение на 7 или повече дни след стерилизацията, извадете устройството от стерилизационната торбичка и го съхранявайте в оригиналната опаковка. Ако устройството не се съхранява в стерилизационна торбичка или ако торбичката вече не е стерилна, почистете, подсушете и стерилизирайте устройството, преди да го използвате.

 **ВНИМАНИЕ**

Ако медицинското изделие е било съхранявано в хладилник, оставете го да се затопли до стайна температура, преди да го използвате.

 **ВНИМАНИЕ**

Спазвайте срока на годност на стерилизационната торбичка, който зависи от условията на съхранение и вида на опаковката.

5.5 Обслужване


Bien-Air Dental SA препоръчва на потребителя да проверява или обслужва своите динамични устройства след 5000 цикъла на обработка или 5 години.

 **ВНИМАНИЕ**

Никога не разглобявайте устройството. За всички модификации и поправки се обръщайте към вашия редовен доставчик или към сервизния център на Bien-Air Dental.

6 Транспорт и изхвърляне

6.1 Транспорт

Условия за транспортиране		
	Температурен диапазон:	-20°C - +50°C
	Диапазон на относителната влажност:	5% - 80%
	Диапазон на въздушното налягане:	650 hPa - 1060 hPa
	Пазете от дъжд.	

6.2 Изхвърляне



Изхвърлянето и/или рециклирането на материали трябва да се извършва в съответствие с действащото законодателство.



Това устройство трябва да се рециклира. Електрическото и електронното оборудване може да съдържа опасни вещества, които представляват опасност за здравето и околната среда. Потребителят трябва да върне устройството на търговеца или да установи пряк контакт с одобрен орган за третиране и оползотворяване на този вид оборудване (Европейска директива 2012/19/ЕС).

7 Обща информация

7.1 Условия на гаранцията

Bien-Air Dental предоставя на оператора гаранция, която покрива всички функционални дефекти, дефекти в материала или производствени дефекти.

Гаранционният срок е:

36 месеца от датата на фактуриране.

В случай на основателна претенция Bien-Air Dental или неин упълномощен представител ще изпълни задълженията на компанията по тази гаранция, като ремонтира или замени продукта безплатно.

Всякакви други искове от всякакъв вид, особено искове за вреди или наранявания и последиците от тях, произтичащи от:

- прекомерно износване
- рядка или неправилна употреба
- Неспазване на инструкциите за обслужване, сглобяване или поддръжка
- Повреди, причинени от необичайни химични, електрически или електролитни въздействия
- Неизправни въздушни, водни или електрически връзки.

ВНИМАНИЕ

Гаранцията става невалидна, ако повредата и последствията от нея са резултат от неправилно обслужване или модификация от трети лица, които не са оторизирани от Bien-Air Dental SA. Заявленията за гаранция ще бъдат взети под внимание само ако продуктът е придружен от копие на фактурата или товарителницата. Следната информация трябва да бъде ясно посочена: дата на закупуване, референтен номер на продукта и сериен номер.

7.2 Съвместимост на кабелите

REF	Микро motor	Кабел REF
1600755-001	MOT MX-i LED	1601069-001
1600825-001	MOT MX-i	1601069-001
1601008-001	MOT MX-I LED 3RD GEN	1601009-001

7.3 Препратки

REF	Легенда
REF 1600825-001	Микро motor MX-I
REF 1601008-001	Микро motor MX-I LED 3RD GEN
REF 1600755-001	Микро motor MX-i LED
REF 1600036-006	Spraunet®, почистващ спрей 500 ml, кутия с 6 кутии
REF 1601069-001	Кабел MX-i LED
REF 1600881-001	Кабел MX-i LED (дължина 3 метра)
REF 1601009-001	Кабел MX-I LED 3RD GEN
REF 1300967-010	О-пръстен 8.1x0.73



 Bien-Air Dental SA
Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland
Тел. +41 (0)32 344 64 64 Факс +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com
Други адреси са достъпни на адрес
www.bienair.com

EC	REP
----	-----

 Bien-Air Europe Sàrl
19-21 rue du 8 mai 1945
94110 Arcueil
France