

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.03.01

版本序号: 2

在 2021.03.01 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Aquacare
- 商品编号: 1600617
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行 Rinsing spray for professional use
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
Bien-Air Dental S.A.
Länggasse 60
CH-2504 Biel/Bienne
Switzerland
Tel.: int. +41 (0)32 344 64 64
office@bienair.com
http://www.bienair.com/
- 可获取更多资料的部门: Product safety department
- 紧急联系电话号码:
Swiss Toxicological information center
E-Mail: info@toxi.ch
24-h-Emergency number: From CH: 145
From abroad: +41 44 251 51 51

2 危险性概述

- 紧急情况概述:
无色的, 气溶胶, 极端易燃气溶胶 压力容器:遇热可爆炸。吸入可能有害。

- GHS危险性类别



火焰

易燃气溶胶 第1类 H222-H229 极端易燃气溶胶 压力容器:遇热可爆炸

急性毒性(吸入) 第5类 H333 吸入可能有害

- 标签因素

- GHS卷标元素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

- 图示



GHS02

- 名称 危险
- 危险字句
极端易燃气溶胶 压力容器:遇热可爆炸
吸入可能有害
- 警戒字句
如需求医:随身携带产品容器或标签
儿童不得接触

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.03.01

版本序号: 2

在 2021.03.01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Aquacare

(在 1 页继续)

· 使用前请读标签

· **预防措施**

· 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟

· 切勿喷洒在明火或其他点火源上

· 切勿穿孔或焚烧,即使不再使用

· **事故响应**

· 如误吸入:如感觉不适,呼叫急救中心/医生

· **安全储存**

· 防日晒。不可暴露在超过50°C/122°F的温度下

· **其他有害性**

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

· **混合物**· **描述:** 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物· **危险的成分:**

115-10-6	甲醚 dimethyl ether ⚠ 压力下气体(压缩气体), H280; 急性毒性(吸入) 第5类, H333	20-30%
64-17-5	无水酒精 ethanol ⚠ 易燃液体 第2类, H225	20-30%
67-63-0	异丙醇 propan-2-ol ⚠ 易燃液体 第2类, H225; ⚠ 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第2类, H319; 特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类, H336; 急性毒性(吸入) 第5类, H333	1-10%

4 急救措施

· **应急措施要领**· **皮肤接触:** 一般的产品不会刺激皮肤。· **眼睛接触:** 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。· **食入:** 如果症状仍然持续,请咨询医生。· **给医生的资料:**· **最重要的急性症状及其影响** 无相关详细资料。· **需要及时的医疗处理及特别处理的症状** 无相关详细资料。

5 消防措施

· **灭火方法**· **灭火的方法和灭火剂:**· 二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水。使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种。· **特别危险性** 无相关详细资料。· **特殊灭火方法**· **消防人员特殊的防护装备:** 没有要求特别的措施。· **额外的资料** 个别收集受到污染的救火用水。切勿让其流入污水系统。

6 泄漏应急处理

· **保护措施** 带上保护仪器。让未受到保护的人们远离。· **环境保护措施:** 切勿让其进入下水道/水面或地下水。

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.03.01

版本序号: 2

在 2021.03.01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Aquacare

(在 2 页继续)

- **密封及净化方法和材料:** 确保有足够的通风装置。
- **参照其他部分**
有关安全处理的资料请参阅第 7 节。
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节。
有关弃置的资料请参阅第 13 节。

7 操作处置与储存

- **操作处置**
- **储存** 如果正确使用便不需特别的预防措施。
- **有关火灾及防止爆炸的资料:**
切勿在明火上或任何炽热的原料上洒水。
远离火源—切勿吸烟。
密闭式集装箱： 避免受阳光照射并且切勿暴露于温度超过 50 °C 的地方 (即电灯)。
即使用完以后也不要将其刺穿或燃烧。
- **混合危险性等安全储存条件**
- **储存:**
- **储存库和容器须要达到的要求:** 须遵守有关加压贮藏器的储存包装上的官方规则。
- **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:** 不需要。
- **有关储存条件的更多资料:**
密闭式集装箱： 避免受阳光照射并且切勿暴露于温度超过 50 °C 的地方 (即电灯)。
即使用完以后也不要将其刺穿或燃烧。
- **储存分类:** 2 B
- **具体的最终用户** 无相关详细资料。

8 接触控制和个体防护

- **工程控制方法:** 没有进一步数据;见第 7 项。
 - **控制变数**
 - **在工作场需要监控的限值成分**
- | | |
|---------------------|---|
| 64-17-5 无水酒精 | |
| PEL (TW) | PC-TWA: 1880 mg/m ³ , 1000 ppm |
| 67-63-0 异丙醇 | |
| OEL (CN) | PC-STEL: 700 mg/m ³
PC-TWA: 350 mg/m ³ |
| PEL (TW) | PC-TWA: 983 mg/m ³ , 400 ppm |
- **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用。

- **泄漏控制**
- **个人防护设备:**
- **一般保护和卫生措施:** 在休息之前和工作完毕后请清洗双手。
- **呼吸系统防护:** 如果房间的通风状况良好便不需要。
- **手防护:**



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂。
选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

手套材料

丁腈橡胶

建议材料厚度: ≥ 0.2 mm

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家, 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.03.01

版本序号: 2

在 2021.03.01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Aquacare

(在 3 页继续)

- 渗入手套材料的时间
>240min
请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- 眼睛防护:



密封的护目镜

- 身体保护: 保护性工作服

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状: 气溶胶

颜色: 无色的

· 气味: 有特性的

· 嗅觉阈限 未决定.

· pH值在 20 °C: 4.5

· 条件的更改

熔点: 未确定的

沸点/初沸点和沸程: 作为气溶胶, 不适用

· 闪点: -41 °C

· 可燃性(固体、气体): 不适用的

· 点火温度: 235 °C

· 分解温度: 未决定.

· 自燃温度: 该产品是不自燃的

· 爆炸的危险性: 该产品并非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空气/蒸汽混合物

· 爆炸极限:

较低: 3 Vol %

较高: 18.6 Vol %

· 蒸气压在 20 °C: 5,200 hPa

· 密度在 20 °C: 0.84 g/cm³

· 相对密度 未决定.

· 蒸气密度 未决定.

· 蒸发速率 不适用的

· 溶解性

水: 完全可拌和的

· n-辛醇/水分配系数: 未决定.

· 黏性:

动态: 未决定.

运动学的: 未决定.

· 溶剂成份:

有机溶剂: 51.5 %

水: 48.0 %

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.03.01

版本序号: 2

在 2021.03.01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Aquacare

(在 4 页继续)

· 其他信息 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- 反应性 无相关详细资料。
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解。
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应。
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品。

11 毒理学信息

12 生态学信息

- 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:
水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的
不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统。
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃。
- 建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁。

14 运输信息

- | | |
|-------------------|---------------------|
| · 联合国危险货物编号(UN号) | |
| · ADR, IMDG, IATA | UN1950 |
| · UN适当装船名 | |
| · ADR | 1950 气溶胶 |
| · IMDG | AEROSOLS |
| · IATA | AEROSOLS, flammable |

(在 6 页继续)

-CN

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.03.01

版本序号: 2

在 2021.03.01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Aquacare

(在 5 页继续)

· 运输危险等级

· ADR



· 级别

2.1F 气体

· 标签

2.1

· IMDG, IATA



· Class

2.1

· Label

2.1

· 包装组别

· ADR, IMDG, IATA

无效

· 危害环境:

不适用的

· 用户特别预防措施

警告: 气体

· 危险编码:

-

· EMS 号码:

F-D,S-U

· Stowage Code

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

· Segregation Code

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送

不适用的

· 运输/额外的资料:

· ADR

· Excepted quantities (EQ)

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· IMDG

· Limited quantities (LQ)

1L

· Excepted quantities (EQ)

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· UN "标准规定":

UN 1950 气溶胶, 2.1

CN

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.03.01

版本序号: 2

在 2021.03.01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Aquacare

(在 6 页继续)

15 法规信息

· 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律 无相关详细资料。

· 危险化学品安全管理条例

· 危险化学品目录

115-10-6	甲醚
64-17-5	无水酒精
67-63-0	异丙醇
124-38-9	二氧化碳
78-93-3	甲乙酮
470-82-6	桉叶油醇

· 化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定

· 中国现有化学物质名录

7732-18-5	水
115-10-6	甲醚
64-17-5	无水酒精
67-63-0	异丙醇
124-38-9	二氧化碳
78-93-3	甲乙酮
89-78-1	5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己醇
89-80-5	反-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己酮
8006-90-4	薄荷油
470-82-6	桉叶油醇
4180-23-8	(E)-1-甲氧基-4-(1-丙烯基)苯
14073-97-3	2S-反-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己酮

· GHS卷标元素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 图示



GHS02

· 名称 危险

· 危险字句

极端易燃气体 压力容器:遇热可爆炸

吸入可能有害

· 警戒字句

如需求医:随身携带产品容器或标签

儿童不得接触

使用前请读标签

· 预防措施

远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟

切勿喷洒在明火或其他点火源上

切勿穿孔或焚烧,即使不再使用

· 事故响应

如误吸入:如感觉不适,呼叫急救中心/医生

· 安全储存

防日晒。不可暴露在超过50°C/122°F的温度下

· 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

-CN

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.03.01

版本序号: 2

在 2021.03.01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Aquacare

(在 7 页继续)

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识

然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

· 发行 SDS 的部门: Product safety department

· 联络:

· 缩写:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

易燃气溶胶 第1类: Aerosols – Category 1

压力下气体(压缩气体): Gases under pressure – Compressed gas

易燃液体 第2类: Flammable liquids – Category 2

急性毒性(吸入) 第5类: Acute toxicity – Category 5

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第2类: Serious eye damage/eye irritation – Category 2

特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

CN